

Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

Aktuellt på DHC

Vi vill påminna och uppmärksamma om att förskrivna hjälpmedel är ett lån och att hjälpmedelsanvändaren är ersättningsskyldig när ett hjälpmedel inte återlämnas. För att ersättningskrav ska kunna ställas krävs att hjälpmedelsanvändaren fått information om lånevillkoren i samband med förskrivningen och att detta är dokumenterat. Mer information om vilka ersättningskrav som ska ställas och hur rutinen ser ut för detta, hittas i riktlinjen;

[Hjälpmedelsanvändarens ersättningsskyldighet](#)

KLOK har nu flyttat till Skomakargatan 22, och all KLOKs verksamhet är där.

Avdelning Rörelse är kvar på Västermalmsvägen i Falun.

Utprovningar av tyngdprodukter för användning dagtid bokas som vanligt, men utprovning av tyngdtäcken pausas för tillfället. Hör av er vid behov, så hittar vi en lösning.

Sortiment

KLOK

Larmmottagare Home 2G går inte längre att förskrivas/beställas

Home 2G har utgått från leverantör. Det är möjligt att beställa larmmottagare Trex 2G istället. Hör av dig till konsulent i KLOK vid frågor.

Nyheter i Cary Base

I november kom en uppdatering av Cary Base:

- Påminnelser: Välj vilka aktiviteter som ska ha ljudsignal, hur länge signalen ska ljuda, samt välj om påminnelser ska upprepas om de inte bekräftats.
- Inställningar för visning: Välj om årtal ska visas. Aktivitetsikoner visas tydligare.
- Förhandsvisning av påminnelser: Möjligt att trycka på aktiviteter i dagsplanen för att få förhandsvisning av hur påminnelsen kommer att se ut, se bild.



Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

Utgående samtalsapparater

Samtalsapparat TD I-110 från Tobii Dynavox har ersatts med en ny modell, TD I-110 generation 2. Den nya modellen har en ny och snabbare processor samt TD Care-garanti som gäller i 5 år från inköp.

[TD I-110 SGD - Kommunikationsenhet för AKK - Tobii Dynavox SE](#)

Samtalsapparat SC Tablet utgår inom kort och kommer att ersättas med apparaten TD Navio Lite. TD Navio Lite är en ipad-baserad samtalsapparat med integrerade högtalare och kommunikationsapparna TD Snap och TD Talk. Skyddsskal och skärmskydd ingår.

Sitta, Stå, Träna

Nytt avtal på gånghjälpmedel

1 december 2024 trädde ett nytt avtal på gånghjälpmedel i kraft. Förändringarna är dessa;

- Rollator Fellow återkommer på avtal som standardrollator med framåtvända handtag.
- Inom kategorin hög brukarvikt går det numera att välja på rollator Carl-Oskar förstärkt (som tidigare) och rollator Server HD L (ny i sortiment). Rollatorerna Maxi+ och Rebel förstärkt försvinner från avtalet.
- Rollator Gemino 20 ersätts av rollator Topro Troja Original M (ny i sortiment) som lättviktsrollator.
- Rollator med RA/gåbordsöverdel Staffan låg försvinner från avtalet och enbart rollator med RA/gåbordsöverdel Rebel standard och låg ligger kvar på avtal.
- Alla Bure-gåborden kommer från om med nu nyinköpas med PU-dynor, dvs helt avspritningsbara dynor med bättre stuns i
- Nyheter i det lite ovanligare sortimentet är Malte/Malte Outdoor som kommer in på avtal i kategorin bakåtvänd rollator, samt rollator Marcy i kategorin framåtvänd rollator för barn. Gåstol Grillo och Meywalk MK4 kommer nu också in på avtal i kategorin gåstolar tillsammans med tidigare upphandlat sortiment.



Även de gånghjälpmedel som inte längre finns på avtal kommer att finnas kvar i sortimentet och vara beställningsbara så länge det är möjligt att rekonstruera och återanvända dessa.

Korg till rollator är nu förskrivningsbar

Efter en utredning via sortimentsgruppen för gånghjälpmedel och efterföljande beslut i Hjälpmedelsnämnden, är korgar till rollatorer förskrivningsbara på samma sätt som brickorna. Korgen får förskrivas om patienten bedöms bli mer självständig med en korg på sin rollator. Om korgen förskrivas i efterhand betalar patienten ny hjälpmedelsavgift som vanligt.



Sittdyna Stealth Solution och Stealth Glacial byter överdrag

Vi har valt att börja köpa in sittdyna Stealth Solution och Stealth Glacial med Coolcore-överdraget, då vi upplever att man sjunker ner bättre i dynorna med den. Vi kan ha en del Stealth Solution med det gamla mesh-överdraget kvar på lagret dock. Alla artiklarna behåller sitt befintliga artnr.

Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

Upphandling komfortullstolar, uteunderredde och sittvagnar.

1 december 2024 gick vi in i ett nytt avtal för komfortullstolar och uteunderreden.

| | Anatomic Sitt AB | Etac Sverige AB | HD Rehab AB | Invacare AB | L&B Medical AB |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Komfortullstol | | Prio 3A | HD Balance | Azalea Dahlia 30 Dahlia 45 | Netti V |
| Komfortullstol Mindre storlekar | | Kudu | HD Motion | | Netti S |
| Komfortullstol Tunga brukare | | | | Azalea Max | Netti III XHD & Netti III HD |
| Rullstol, underrede (utomhus) | Zitzi Guppy G2 & Seabass G2 | R82 Combi frame :x, High-low:xo ute, Multi Frame Multi Frame :x | HD Balance (chassi) | Azalea Base & Dahlia 45 Base | Netti V Bas |

Vi fortsätter att ha rullstol Azalea som vår bas-komfortullstol. Den är lagerlagd, men ersättningskedja kommer finnas kvar mellan den och HD Balance 24" ett tag framöver. Rullstol Prio kommer bli lagerlagd och är snart beställningsbar i websesam. Azalea Max är även den fortsatt lagerlagd. Behövs en stol för max brukarvikt över 180kg, ta kontakt med konsulent i SST. Övriga rullstolar är kundorder och beställs via konsulent.

Rullstol Emineo är inte längre med på avtal och kommer fasas ut.

Sittvagnar kommer också uppdateras men där har vi gjort om upphandlingen så det dröjer till troligtvis januari innan allt är klart, mer information kommer längre fram.

Påminnelse! Drivaggregat tillhör SSTs sortiment.

Om ni önskar utprovning av drivaggregat kom då ihåg att starta arbetsorder för utprovning med team SST i websesam samt skicka in SST digitala underlag. Gäller samtliga drivaggregat till manuella rullstolar.

Kom ihåg att alltid använda er av den nyaste versionen av våra beställningsguider när ni beställer rullstolar eller arbetsstolar. Vi uppdaterar dem kontinuerligt och nyligen uppdaterades tex Beställningsguiden till rullstol Azalea Flex 3 (version Oktober 2024).

Nyhetsbrev Hjälpmedel Dalarna

ADL

Hink Stapla Lätt

Den nya hinken till stapla lätt har ett bärhandtag. När hinken placeras i toalettförhöjaren, ska handtaget fällas bakåt och hinken tryckas till lätt. Då uppstår ingen gli i framkanten.



Sortimentsöversikter

Flera sortimentsöversikter har uppdaterats, bland annat portabla ramper och tröskelramper samt hjälpmedel med brukarvikt 151kg och mer. Det finns även en uppdaterad vägledning vid förskrivning av gånghjälpmedel med underarmsstöd. Samtliga sortimentsöversikter och vägledningar hittas här;

<https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/>

Sortimentgrupper

Sortimentsgrupp gånghjälpmedel hade möte 2/12-24. Protokollet hittas på hemsidan; <https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/sortimentsgruppen/> under rubriken Mötesanteckningar Förflyttning Gånghjälpmedel

Sortimentsgrupp Arbetsstolar och manuella rullstolar hade möte 27/11. Protokollet finns på hemsidan (länk ovan), under rubriken Mötesanteckningar Förflyttning Arbetsstolar och manuella rullstolar.

Sortimentsgrupp larm och omgivningskontroll hade möte 12/12. På agendan stod bland annat information om mobila trygghetslarm, ändringar i larmsortimentet och frågor kring förskrivning av larm. Hör av dig till din representant i gruppen om du vill att vi tar upp ytterligare frågor.

Utbildning

14 och 15 januari kör vi **Anpassningsmöjligheter på rullstolarna Azalea Flex 3, Cross 6 & Prio**. Nytt för i år är att vi även tittar på rullstol Prio, så passa på och få mer kunskap om den.

<https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/utbildningar/>

