

Provtagning av avföring för bakterieodling

Förberedelser

Du behöver: Provtagningsset med provtagningspinne och rör med transportmedium som du fått från din vårdcentral eller mottagning.

Gör så här

1. Märk röret med personnummer och namn samt datum för provtagningen
2. Ta av korken som sitter på röret och släng den, se 2).
3. Ta provtagningspinnen ur förpackningen, se 3).
4. Ta prov från avföring på toalettpapper, eller från ändtarmsmyrningen, direkt efter avföring. Roter provtagningspinnen i avföringen eller i ändtarmsmyrningen så att bomullstoppen färgas av avföringen. Endast pinnar med färgade toppar ska skickas till odling.
5. Stoppa därefter ned provtagningspinnen i det svarta mediet i röret. Tryck ned pinnens kork så att röret försluts ordentligt, se 5).

Ex.



2)



3)



5)

Förvaring och transport

Om provet tas hemma ska det förvaras i kylskåp fram till transport.

Provet lämnas snarast till vårdcentralen eller mottagningen, senast nästa förmiddag