

SORTIMENTSÖVERSIKT HJÄLPMEDEL MED BRUKARVIKT 150 KG OCH MER

Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling och träning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänt.....	2
Tippbrädor.....	3
Antidecubitusmadrasser	4

Allmänt

I denna översikt finns exempel på hjälpmedel för förflyttning som finns på marknaden för personer som väger 150 kg eller mer. Översikten gör inget anspråk på att vara komplett utan skall ses som ett stöd vid beställning av dessa hjälpmedel.

Vill du få en komplett översikt över vilka hjälpmedel som finns på marknaden, hänvisas till Kicki Reifeldts skrift "Hjälpmedel för överviktiga" som går att beställa via Hjälpmedelcenter Sveriges hemsida www.hmcsverige.se

Flera hjälpmedelsleverantörer såsom till exempel Etac, Euforia, Gate Rehab Development, Kebo Care Fysio och Invacare har också produktöversikter på sina hemsidor över hjälpmedel som tar en högre brukarvikt.

Av de hjälpmedel som visas i denna skrift finns vissa på lager och andra är beställningsvaror. Hjälpmedel som finns på lager levereras i första hand med turbil. För beställningsvaror är leverantörens leveranstid angiven. LD Hjälpmedels handläggningstid tillkommer.

Det är viktigt att förskrivare tar kontakt med Hjälpmedelscentralen för samråd om hjälpmedel så tidigt som möjligt i rehabiliteringsprocessen.

Det är viktigt att föra en dialog angående hur stort hjälpmedlet kan komma att bli – går det igenom dörröppningar i hemmet, är bärighet på golv tillräckligt. Tänk på att hjälpmedlet och dess eventuella tillbehör i sig har en vikt och till denna läggs brukarens vikt. Bostadsanpassning kan behövas. Finns det personal, som orkar hantera hjälpmedlet som kan bli tungt, t ex en rullstol eller en duschstol.

Kontaktpersoner LD Hjälpmedel:

Tippbrädor, ståstöd

Antidecubitusmadrasser

Maria Öman

Charlotta Tysklind, Helena Soling Gustafsson

TIPPBRÄDOR

Tipprbräda Lojer



Brukarvikt: 180 kg
Leveranstid: ca 30 arbetsdagar
Leverantör: Medema

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager

www.medema.se

Tipprbräda Kebo



Brukarvikt: 170 kg
Leveranstid: ca 25 arbetsdagar
Leverantör: Kebo Care Fysio AB

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager

www.kebocare.se

ANTIDECUBITUSMADRASSER

Standardmadrasser finns under hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder

Optimal 5zon BM



Förebyggande bäddmadrass som placeras ovanpå standardmadrass. Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2. Kallskumskärna 65kg/m³

Brukarvikt: 0-150 kg

LDH nr: 42391 (90x200)

31230 (85x200)

Höjd: 6cm

Leverantör: Care of Sweden

Finns på lager

Bredd 105 och 120cm kan beställas vid efterfrågan

www.careofsweden.se

Curocell S.A.M. BM



Statisk luftmadrass som ska läggas på standardmadrass. Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2.

Brukarvikt: 0-200 kg

LDH nr: 40267 (85x200)

Höjd: 10cm

Leverantör: Care of Sweden

Finns på lager

Bredd 105 och 120cm kan beställas vid efterfrågan

www.careofsweden.se

Curocell Nova BM



Växeltrycksmadrass som ska läggas på standardmadrass. Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 2.

Brukarvikt: 0-150 kg

LDH nr: 44751 (85x200)

Höjd: 13cm

Leverantör: Care of Sweden

Kan finnas på lager

www.careofsweden.se

Curocell 3 CX13 BM



Växeltrycksmadrass som ska läggas på standardmadrass.
Förebyggande och vid behandling t.o.m. kategori 3.

Brukarvikt: 0-160 kg
LDH nr: 49999 (85x200)
Höjd: 13cm

Leverantör: Care of Sweden

Finns på lager
Bredd 105 och 120cm kan beställas vid efterfrågan

www.careofsweden.se

CuroCell 4 Pro



Växeltrycksmadrass, förebyggande och vid behandling t.o.m.
kategori 4. Lägg direkt på sängbotten.

Brukarvikt: 0-200 kg
LDH nr: 44704 (85x200)
Höjd: 21cm

Leverantör: Care of Sweden

Finns på lager
Bredd 105 och 120cm kan beställas vid efterfrågan

www.careofsweden.se

CuroCell Auto 420



Växeltrycksmadrass, helautomatiskt system, förebyggande och
vid behandling t.o.m. kategori 4. Lägg direkt på sängbotten.

Brukarvikt: 0-250 kg
LDH nr: 49998 (85x200)
Höjd: 20cm

Leverantör: Care of Sweden

Finns på lager
Bredd 105 och 120cm kan beställas vid efterfrågan

www.careofsweden.se

