

Orent Gods Sid 1

- Brännbart, kasseras
- Icke Brännbart

Hantering av hjälpmedel

Hjälpmiddel som används i hemmet, på sjukhus, i särskilt boende och på andra institutioner skall vara rengjorda och desinfekterade före återlämnandet.

I ordinärt boende där det finns insatser beviljade av hemtjänst- och/eller hemsjukvård bör denna personal om möjligt rengöra och desinfektera aktuella hjälpmedel för att det ska bli gjort på ett så korrekt sätt som möjligt.

Hjälpmiddel som ska återlämnas bör generellt hanteras som om de utsatts för smitta då det finns ett stort mörkertal kring vilka som verkligen bär på smitta eller inte. Rengör från synligt smuts. Plast och metallytor desinfekteras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Textilier som går att tvätta i 60 grader tvättas i detta och kan sedan återanvändas.

Basala hygienregler och en god personlig hygien räcker i allmänhet!

Ta alltid av klocka/armband samt smycken på händer. Använd handsprit före och efter varje besök samt använd handskar vid synlig smuts av kroppsvätskor.

Finns märkbart spill, eventuellt blod och annan synlig smuts på hjälpmedlet bör detta om möjligt torkas bort med desinfektionsmedel innan förflyttning.

Undvik att beröra näsa, ögon och mun.

Förberedelse inför transport av hjälpmedel

- Gör en egen bedömning – Hur ser hjälpmedlen ut, hur ser det ut på platsen?
- Använd basala skydd vid behov (d.v.s. plastförkläde - engångs och handskar av vinyl eller nitril)
- Textilier som är kraftigt förorenade och inte ska tvättas samt engångsartiklar paketeras och slängs om möjligt hemma hos användaren under förutsättning att det finns utrymme för detta. Mer skrymmande t.ex. sittdynor ska vara stoppade i separat sopsäck som märks med KASSERAS, BRÄNNBART och slängas på avlämningsstället (Hjälpmiddelscentral) i konventionellt avfall
- Hjälpmiddel som är rengjorda och desinfekterade behöver inte märkas. Vid osäkerhet beträffande desinfektionen kan mindre/små hjälpmedel som ryms i plastkasse/ordinär sopsäck plastas in och märkas med ORENT GODS, större rengjorda hjälpmedel transporteras som de är, tex. rullstolar, rollatorer etc.

Orent Gods sid 2

Rutin vid rengöring av hjälpmedel på HMC

- Basala hygienrutiner räcker i allmänhet.
- Undvik att beröra ögon, mun och näsa.
- Använd alltid skyddshandskar och vid behov plastförkläde och kompletterande skyddsutrustning som t.ex. visir vid risk för stänk.

Om hjälpmedlen är kraftigt förorenade

- I väntan på omhändertagande: Placera om möjligt aktuella hjälpmedel i avskilt utrymme som är torrt och svalt. Låt märkning "ORENT GODS" sitta kvar tills slutrengöringen är utförd
- Önskvärt är att i första hand kunna rengöra hjälpmedlet i kabinetttdiskdesinfektor och i andra hand manuell rengöring enligt tillverkarens instruktioner.
- Släng i separat sopsäck (som sedan slängs i konventionellt avfall):
 - Eventuell skyddsplast, dynor, klädslar som inte går att tvätta i 60 grader etc.
 - Övrigt som inte går, bedöms olämpligt att rengöra/desinfektera
- Torka bort synligt blod eller andra synliga föroreningar med desinfektionsmedel
- Desinfektera med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid. Vid misstanke om att produkten inte tål alkoholbaserat lösningsmedel; se leverantörens rengöringsanvisning, alternativt kontakta leverantören för råd
- Sprita händerna med handsprit efter utfört arbete
- Vid olycka så att öppet sår uppstår, kontakta sjukhusets hygiensköterska/rådgivning

Akuta åtgärder vid inträffad risk för blodsmitta

1. Tvätta och desinfektera omedelbart sårområdet med sprit (70 %) Om det inte går t.ex. i ögon – skölj rikligt med steril NaCl
2. Låt eventuellt sår blöda
3. Om du fått blod i mun eller öga - skölj mycket rikligt med vatten (helst steril NaCl)
4. Identifiera patient vars blod du kan ha smittats av (personnummer)
5. Rapportera till arbetsledare/chef och kontakta smittskyddsenheten för råd om fortsatta åtgärder
6. Tillsammans med arbetsledare/chef fyller du i "Arbetskadearmälan"