


Sortimentsöversikt portabla ramper och tröskelramper

Innehåll

2 meters ramp avsedd för manuella rullstolar	3
2 meters ramp avsedd för eldrivna elrullstolar.....	4
3 meters ramp avsedd för manuella rullstolar	5
3 meters ramp avsedd för eldrivna rullstolar	6
Övriga portabla skenor	7
För manuell rullstol och vissa elrullstolar.....	7
Ramper, hel åkyta	8
2-meters, hel åkyta	9
Tröskelramper i plast	10
Excellent tröskelramp	11
Tillbehör till Excellent tröskelramp	12
Tröskelramper i gummi utan tejp.....	13
Tillbehör	14
Portabla ramper, lättvikt, hel åkyta.....	14
Stepless Lite, Guldmann.....	15
Careslope, Kvistberga	16



2 meters ramp avsedd för manuella rullstolar

T200	Ramp perfolight, tvådelad teleskopisk, Feal AB	utgående
F200	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Feal AB	utgående
U2	Ramp Perfolight, teleskopisk, Kvistberga AB	
V20	Ramp Perfolight, vikbar, Kvistberga AB	



	(T200)	(T200-3)	F200	U2	V20
Artikelnummer	32563	32711	32564	57045	57050
Vikt/par	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Invändig bredd	19 cm	17 cm	21 cm	19,5 cm	21 cm
Min/max längd	116/202 cm	87/199 cm	101/202 cm	117/203 cm	102/200 cm
Avåkningshöjd	5 cm	5 cm	5,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	5,6 kg	6 kg	6,3 kg	5,6 kg	6,3 kg
Rekommenderad maxhöjd	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

2 meters ramp avsedd för eldrivna elrullstolar

F200	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Feal AB	utgående
FW200	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Feal AB	utgående
E2	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Kvistberga AB	
V20	Ramp Perfolight, tvådelad vikbar, Kvistberga AB	



	F200	FW200	E2	V20
Artikelnummer	32564	50157	57042	57050
Maxbelastning/par	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Invändig bredd	21 cm	27 cm	26,5 cm	21 cm
Min/max längd	101/200 cm	107/212 cm	107-212 cm	102/200 cm
Avåkningskant höjd	5 cm	5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	6,3 kg	8,0 kg	8,1 kg	6,3 kg
Rekommenderad maxhöjd	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm

3 meters ramp avsedd för manuella rullstolar

FT300	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk, Feal AB	utgående
FTW300	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk, Feal AB	utgående
T300	Ramp Perfolight, tredelad teleskopisk, Feal AB	utgående
U3	Ramp Perfolight, tredelad, teleskopisk, Kvistberga AB	
V30	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk, Kvistberga AB	



	(FT300)	(FTW300)	T300	U3	V30
Artikelnummer	37776	35470	32562	57047	57051
Max belastning/par	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Invändig bredd	19 cm	25 cm	17 cm	18 cm	19,5 cm
Min/max längd	101/276 cm	107/295cm	116/288 cm	117/288 cm	102/277 cm
Avåkningshöjd	5,2 cm	5,2 cm	5,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	8,6 kg	11,4 kg	8,2 kg	8,1 kg	8,4 kg
Rekommenderad	60 cm	60 cm	60cm	60 cm	60 cm
Maxhöjd					

3 meters ramp avsedd för eldrivna rullstolar

FT300	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Feal AB	utgående
FTW300	Ramp Perfolight, tredelad teleskopisk ramp, Feal AB	utgående
E3	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Kvistberga AB	
V30	Ramp Perfolight, tredelad vikbar teleskopisk ramp, Kvistberga AB	



	FT300	FTW300	E3	V30
Artikelnummer	37776	35470	57043	57051
Max belastning/par	250 kg	250 kg	250 kg	250 kg
Invändig bredd	19 cm	25 cm	25 cm	19,5 cm
Min/max längd	101/276 cm	107/295 cm	107/300 cm	102/277 cm
Avåkningshöjd	5,2 cm	5,2 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	8,6 kg	11,4 kg	8,6 kg	8,4 kg
Rekommenderad maxhöjd	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm

Övriga portabla skenor För manuell rullstol

U1 Ramp Perfolight, 1 del, Kvistberga



För manuell rullstol och vissa elrullstolar

V5 Ramp Perfolight, 1 del, Kvistberga

V11 Ramp Perfolight, 2-delad, vikbar, Kvistberga

V15 Ramp Perfolight, 2-delad, vikbar, Kvistberga

	U1	V5	V11	V15
Artikelnummer	57044	57052	57048	57049
Vikt/par	400 kg	400 kg	400 kg	300 kg
Invändig bredd	19,5 cm	21 cm	21 cm	21 cm
Min/max längd	119 cm	55 cm	57/110 cm	77/150 cm
Avåkningshöjd	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm	4,5 cm
Vikt/styck	3,6 kg	1,4 kg	3,7 kg	4,8 kg
Rekommenderad maxhöjd	30 cm	20 cm	10 cm	20 cm

Ramper, hel åkyta

1-meters

30030-100 Stepless, bred fast ramp, Guldmann



Artnr	57301
Max belastning	325 kg
Invändig bredd	77 cm
Längd	100 cm
Vikt	9,7 kg

Max stigning 1:7 för manuell rullstol (motsvarar 8 grader eller 14%).

Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare (motsvarar 11 grader eller 20%).

2-meters, hel åkyta

VR20	Anyramp, vikbar på mitten, hel åkyta, Feal AB	utgående
30070-180	Steppless, viks på bredden och ländjusteras, Guldmann	
30070-210	Steppless, viks på bredden och längdjusteras, Guldmann	utgående



	VR20	30070-180	30070-210
Artikelnr	50158	50159	50160
Max belastning	400 kg	325 kg	325 kg
Invändig bredd	82 cm	76 cm	76 cm
Min/max längd	105/200 cm	112/183 cm	127/213 cm
Avåkningshöjd	5,2 cm	4,6 cm	4,6 cm
Vikt	21 kg	16,4 kg	18,9 kg
Max höjd	40 cm	*	*

*Max stigning 1:7 (8 grader motsvarar 14 cm/m) för manuell rullstol.

Max stigning 1:5 (11 grader motsvarar 19,4 cm/m) för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare.

Tröskelramper i plast

Quickramp tröskelramp finns i flera höjder, de kan kapas med mattniv för att få rätt bredd. Monteras med hjälp av dubbelhäftande Quickpads (passar till höjderna 10-20 mm) eller med Quicktape (passar till alla höjderna). Quickramp klarar max 1000 kg belastning.

Korta instruktionsfilmer finns på Kvistbergas YouTube kanal, kan nås via deras hemsida (längst ner på sidan).



Ramp	Artikelnr	Mått
QRAMP 4	57060	4x50x1000 mm
QRAMP 6	57061	6x50x1000 mm
QRAMP 8	57062	8x75x1000 mm
QRAMP 10	57063	10x100x1000 mm
QRAMP 12	57064	12x125x1000 mm
QRAMP 14	57065	14x150x1000 mm
QRAMP 16	57066	16x150x1000 mm
QRAMP 18	57067	18x150x1000 mm
QRAMP 20	57068	20x160x1000 mm
QTAPE-4	57257	Quicktape 4 st (räcker till en tröskelramp)
QTAPE-10	57258	Quicktape 10 st
QTAPE-25	57259	Quicktape 25 st

Excellent tröskelramp

Excellent ramperna finns i flera fasta höjder. De kan enkelt justeras med förhöjningsremсор så att du får den höjd som passar nivåskillnaderna. Med varje ramp följer ett lager förhöjningsremсор.

Monteringsplattor finns som tillbehör, dessa behöver du för att tröskeln ska sitta stadigt. Tröskeln kan då tas bort för rengöring under och monteringsplattan sitter kvar på golvet.


Gummiproppar sitter några på tröskelramp vid leverans. Fler kan behövas om man vill undvika den dubbelhäftande tejen som är på monteringsplattorna. Excellent tröskelramp klarar max 1000 kg belastning.

Vi rekommenderar att du tagit del av utbildningsfilm från Kvistberga för att veta hur ramperna monteras och används. Instruktionsfilm finns på deras YouTube kanal nås via deras hemsida (längst ner på sidan).



Artnr	Beskrivning	Mått
57069	Excellent tröskelramp 1 lager, 18x137x750 mm, med förhöjning 18-26 mm, 750 mm	
57070	Excellent tröskelramp 1 lager, 1:12, höjd 20-36 mm, 750 mm	
57071	Excellent tröskelramp 2 lager, 37x262x750 mm, m förhöjning 37-53 mm	
57072	Excellent tröskelramp 3 lager, 54x387x750 mm, med förhöjning 56-72 mm	
57073	Excellent tröskelramp 4 lager, 75x512x750 mm, med förhöjning 75-91 mm	
57074	Excellent tröskelramp 5 lager, 75-637x750mm, höjd 93-109 mm, 750 mm	
57075	Excellent tröskelramp 6 lager, 112x762x750 mm, höjd 112-128 mm, 750 mm	
57076	Excellent tröskelramp 7 lager, 131x887x750, höjd 131-147 mm, 750 mm	

Tillbehör till Excellent tröskelramp

Självhäftande monteringsplatta  används som fixering mot golvet. Med hjälp av dubbelhäftande tejp fastnar plattan på golvet och tröskelramper hålls på plats. Rampen kan lyftas bort för rengöringen, plattan sitter kvar på golvet.


Artnr

- 76260 Självhäftande monteringsplatta (1 st)
- 76261 Självhäftande monteringsplatta (25 st)
- 76262 Självhäftande monteringsplatta (100 st)

Gummiproppar sitter på undersidan av excellentrampen och ger en viss friktion mot golvet (det sitter fem stycken gummiproppar på rampen)

Komplettera med fler gummiproppar om behov finns eller med monteringsplatta så rampen sitter stadigt.76263

Gummiproppar (10 st)



Tröskelramper i gummi utan tejp

Tröskelramp utan tejp, från HEA Medical AB. Finns i flera olika höjder. Bredden kan lätt kapas med bladkniv. Dubbelhäftande tejp finns som tillbehör. Tröskelramperna klarar 400 kg belastning.



Artikelnr	Ramp	Mått
57114	Tröskelramp 4 mm	4x40x900 mm
57115	Tröskelramp 6 mm	6x60x900 mm
57116	Tröskelramp 8 mm	8x80x900 mm
57117	Tröskelramp 10 mm	10x100x900 mm
57118	Tröskelramp 12 mm	12x120x9000 mm
57119	Tröskelramp 16 mm	16x150x900 mm
57120	Tröskelramp 20 mm	20x150x900 mm
57121	Tröskelramp 24 mm	24x150x900 mm
57122	Tröskelramp 306281	28x150x900 mm
57124	Tröskelramp 32 mm	32x200x900 mm
57126	Tröskelramp 36 mm	36x200x900 mm
57128	Tröskelramp 40 mm	40x200x900 mm
57130	Tröskelramp 44 mm	40x250x900 mm
57132	Tröskelramp 48 mm	48x250x900 mm
57134	Tröskelramp 52 mm	52x300x900 mm
57136	Tröskelramp 56 mm	56x300x900 mm
57138	Tröskelramp 60 mm	60x300x900 mm
57140	Tröskelramp 70 mm	70x300x900 mm


Tillbehör

Tejp till HEA tröskelramper, dubbelhäftande

Artnr

57268	60-100 mm	4 st
57269	200-300 mm	8 st
57270	60-300 mm , rulle ca 1000 st	

Portabla ramper, lättvikt, hel åkyta Stepless EasyFold Pro, Guldmann



Vikbar på mitten, ihopvikt bredd 39,8 cm.

Invändig bredd 76 cm. Kanthöjd 40mm/50mm. Max belastning 350 kg

Artikelnr	Ramp	Mått	Vikt
57085	EasyFold Pro 93	93,5 cm	7,8 kg
57086	EasyFold Pro 118	118,5	9,0 kg
57087	EasyFold Pro 148	148,5 cm	11,4 kg
57088	EasyFold Pro 178	178,5 cm	13,4 kg
57089	EasyFold Pro 208	208,5 cm	15,8 kg

Max stigning 1:7 för manuell rullstol (motsvarar 8 grader eller 14%).
Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare
(motsvarar 11 grader eller 20%).

Stepless Lite, Guldmann

Invändig bredd 76 cm, kanthöjd 2,5 cm, ihopvikt bredd 39 cm. Max belastning 300 kg.



Artnr	Ramp	Mått	Vikt	
48875	30100-125	125 cm	6 kg	max nivåskillnad 25 cm (1:5)
40808	30100-165	165 cm	7,5 kg	max nivåskillnad 33 cm(1:5)
51319	30100-205	205 cm	9,5 kg	max nivåskillnad 41 cm (1:5)

Max stigning 1:7 för manuell rullstol (motsvarar 8 grader eller 14%).

Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare (motsvarar 11 grader eller 20%).

Careslope, Kvistberga

Invändig bredd 70 cm, kanthöjd 2,5 cm, Maxvikt 300 kg



Artikelnr	Ramp	Mått	Vikt	
57053	CareSlope 65	65 cm	3 kg,	max nivåskillnad 13 cm
57054	CareSlope 100	100 cm	5 kg	max nivåskillnad 20 cm
57055	CareSlope 120	120 cm	6 kg	max nivåskillnad 24 cm
57056	CareSlope 150	150 cm	8 kg	max nivåskillnad 30 cm
57057	CareSlope 175	175 cm	9 kg	max nivåskillnad 35 cm
57058	CareSlope 200	200 cm	10 kg	max nivåskillnad 40 cm