

DHC behöver som grund leverera ut det äldsta sortimentet först. För att få det att fungera på mängdprodukter används så kallade ersättningsgrupper eller ersättningskedjor. Det innebär att en produkt från en tidigare upphandling kan komma att levereras ut om den har bedömts som likvärdig en nyare produkt.

Nedan presenteras de ersättningsgrupper som för närvarande finns inom produktgrupperna rollatorer och rollatorer med RA- och gåbordsöverdel. Det finns mycket fler produkter i sortimentet, men de ligger inte i ersättningsgrupper och återfinns i avtalsöversikten.

Framåtvända handtag familj

42522 Rollator Fellow Classic std



Bild: Human Care

Handtagshöjd: 77-95cm
Sithöjd: 59cm
Totalbredd: 63cm
Sittbredd: 44cm
Innerbredd bakhjul: 46cm
Max brukarvikt: 150kg

Nyinköps när alternativ nedan är slut

42523 Rollator Fellow Classic hög



Bild: Human Care

Handtagshöjd: 82-100cm
Sithöjd: 64cm
Totalbredd: 63cm
Sittbredd: 44cm
Innerbredd bakhjul: 46cm
Max brukarvikt: 130kg

Nyinköps när alternativ nedan är slut

42523 Rollator Fellow Classic låg



Bild: Human Care

Handtagshöjd: 68-81cm
Sithöjd: 51cm
Totalbredd: 62cm
Sittbredd: 44cm
Innerbredd bakhjul: 46cm
Max brukarvikt: 140kg

Nyinköps när alternativ nedan är slut

44216 Futura 600 150kg



Bild: Invacare

Handtagshöjd: 78 - 93cm
Sithöjd: 62cm
Totalbredd: 60cm
Sittbredd: 36cm
Innerbredd bakhjul: 47cm
Max brukarvikt: 150kg

Levereras i första hand i mån av tillgång

44219 Futura 680 150kg



Bild: Invacare

Handtagshöjd: 86-101cm
Sithöjd: 70cm
Totalbredd: 65cm
Sittbredd: 36cm
Innerbredd bakhjul: 50cm
Max brukarvikt: 150kg

Levereras i första hand i mån av tillgång

44217/44218 Futura 520/450 150kg



Bild: Invacare

Handtagshöjd: 71-85/64-79cm
Sithöjd: 54/47,5cm
Totalbredd: 60cm
Sittbredd: 36cm
Innerbredd bakhjul: 47/46cm
Max brukarvikt: 150kg

Levereras i första hand i mån av tillgång

Lättviktsrollator

Troja Original M



Bild: Topro mobility

Handtagshöjd: 78-100cm
Sithöjd: 63cm
Totalbredd: 60cm
Sittbredd: 45 cm
Innerbredd bakhjul: 43 cm
Max brukarvikt: 165kg

Gåbordsöverdel, standard

40532 Gåbord Rebel h86-104 b67 40533 Gåbord Rebel h104-122 b67



Bild: Human Care

Total bredd: 67 cm
Innerbredd bakhjul 52,5 cm
Max brukarvikt: 125kg
Levereras utan sits

RA-överdel, standard

40534 Rollator Rebel RA h86-104 b67 40536 Rollator Rebel RA h104-122 b67



Bild: Human Care

Total bredd: 67cm
Innerbredd bakhjul:
52,5cm
Max brukarvikt: 125kg
Levereras utan sits

Nyinköps när alternativ nedan är slut

50000 Gemino 20



Bild: Sunrise medical

Handtagshöjd: 78-100cm
Sithöjd: 62cm
Totalbredd: 60cm
Sittbredd: 42 cm
Innerbredd bakhjul: 45 cm
Max brukarvikt: 150kg

Nyinköps när alternativ nedan är slut

45909 Gåbord Alpha Basic



Bild: Invacare

Total bredd: 65cm
Höjd: 96-126cm
Innerbredd bakhjul: 52 cm
Max brukarvikt: 125kg

Nyinköps när alternativ nedan är slut

40516 Rollator Alpha Basic RA



Bild: Invacare

Total bredd: 65cm
Höjd: 96-122cm
Sithöjd: 62cm
Sittbredd: 43cm
Innerbredd bakhjul:
52cm
Max brukarvikt: 125kg

Levereras i första hand i mån av tillgång

Levereras i första hand i mån av tillgång

Levereras i första hand i mån av tillgång