




# Kommunikationshjälpmedel

**2014-08-13**





## Kommbok Mega-Book A4



LDH-nr: 16221

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

12 st plastfickor.

Har plats för 28 symbolsidor

En extra pärmsida med plats för de vanligaste symbolerna

Fullt utnyttjad har Megabook plats för 580 st 2.5 cm symboler

Storlek: ca 25 x 30 cm

## Kommbok Midsize 13x18 cm



LDH-nr: 16220

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Innehåller 20 sidor

Fullt utnyttjad har MidSized plats för 960 st 2.5 cm eller 240 st 5 cm symboler

Plats för 42 blad

Boken har ett förstärkt hål med en metallring där det går att fästa en kedja eller ett nylonband

Storlek: 13x18 cm

Finns även med spiralrygg, men har då inget förstärkt fästhål (LDH-nr 36767)

## Kommbok double pocket 10x13cm med plastrygg



LDH-nr: 18905

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Innehåller 12 plastfickor

Fullt utnyttjad har Dubbel pocketsize plats för 288 st 2.5 cm symboler

Plats för 24 blad

Storlek ca: 10 x 13cm

(Finns ej längre med spirialrygg)



Kommbok pocket-size  
8x11 cm med spiralrygg



LDH-nr: 20951

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Innehåller 12 plastfickor  
Fullt utnyttjad har Pocketsize plats för  
144 st 2.5 cm symboler  
Plats för 24 blad.  
Storlek ca: 8 x 10,5cm

Kommunikationspärm /  
Pecspärm



LDH-nr: 39082 (röd), 37708 (blå)

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)

Kommunikationspärm/Pecspärmen är  
i A5-format, med ett register, en axelrem  
och en stängning med en gummisnodd.  
Man kan bära med sig pärmen över  
axeln, som en liten väska och ha sina  
egna bilder i denna för att strukturera sin  
dag.


I detta ingår följande:

A5-pärm i röd eller blå färg

Register med 8 sidor

Axelrem. Kardborreband ingår ej

Kommbok Tri-folder



LDH-nr: 40822

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Tresidig symbolbok med plastfickor.  
Innehåller 6 plastfickor  
6 sidor  
Storlek ca: 25 x 30 cm



Kommunikationsbok i mjukt  
Kardborretyg A5



LDH-nr: 37711 (A5 röd)

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)

Kommunikationsboken är spiralbunden med metallspiral i ena kanten vilket gör att du kan göra iordning din egen kommunikationsbok med de bilder som du behöver för att ha med dig till olika ställen och aktiviteter.

Formatet för denna bok i mjukt kardborretyg finns i A4 och A5 med 4 eller 6 ark (=8 eller 12 sidor) och i 5 olika färger.

Komm.karta/mapp mjuk plast,  
vikbar med 6 fickor, olika  
storlekar



LDH-nr vg se nedan

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)

6-delade kommunikationsmappar i mjuk plast

1-2 kartongark i varje ficka.

Möjlighet att göra varierade scheman och aktivitetsmappar.

Mapparna finns i storlekarna:

A5 Stående, LDH-nr: 23377

A4 Stående, LDH-nr: 22661

A5 Liggande, LDH-nr: 23254

A4 Liggande, LDH-nr: 23378

Ögonpekram 50 x 40 cm



LDH-nr 13827

[www.spsm.se](http://www.spsm.se)

Vikbar ögonpekram i grå plast med tio insticksfickor i klar plast. En person som kommunicerar med sina ögon har kontakt med en mottagare genom öppningen i ramens mitt. I ramens plastfickor placeras t.ex. bilder.



## Kommapp spiralbunden



## LDH-nr vg se nedan

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)


Tredelad och sammanbundna med en ryggs spiral. Detta gör att man kan ha en, två eller tre sidor uppslagna – allt efter behov. Används till aktivitetsmappar, schema och fungerar som ett personligt hjälpmedel där bilder används. Ange gärna om någon speciell färg önskas på kartongarken i kommunikationsmappen.

Mapparna finns i storlekarna:

A4, LDH-nr: 32822

A5, LDH-nr: 22551

## Plastpärm tredelad blå med blank plast



## Specialpedagogiska skolmyndigheten

[www.spsm.se](http://www.spsm.se)

70x 30 cm (A4), LDH-nr: 36646

59x39 cm, LDHnr: 31400

70,5x41 cm, LDH-nr: 20496



### Bildficka med 6, 8 eller 10 bildfack



LDH-nr: 24635 6 fack, 10x10 cm röd  
LDH-nr: 21884 6 fack, 10x10 cm blå  
LDH-nr: 24964 8 fack, 10x10 cm röd  
LDH-nr: 21885 8 fack, 10x10cm blå  
LDH-nr: 45157 10 fack, 10x10cm röd  
LDH-nr: 39081 10 fack, 10x10cm blå

LDH-nr: 35751 8 fack, **6x6** cm röd

LDH-nr: 35753 8 fack, **6x6** cm blå

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)

När man lagt i de bilder man vill ha i bildfickan kan de vikas ihop och stängas med en tryckknapp. Det finns möjlighet att lägga flera bilder i samma fack och det går på så sätt byta bilder vid behov.

### Nyckelring med jojo



LDH-nr: 24659

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Håller små pekböcker lätt tillgängliga.

### Kardborrerondeller "krok"




LDH-nr: 40348

[www.nilbild.se](http://www.nilbild.se)

Kardborrerondeller 13 mm i diameter.




## Boardmaker / Boardmaker SpeakingDynamically pro



Boardmaker, LDH-nr: 39294  
Boardmaker SD pro, LDH-nr: 40280  
[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Version 6  
Boardmaker är en grafisk databas med PCS-symboler avsedda att kommunicera med.  
Boardmaker SD Pro används för att skapa talande symboltavlor i flera nivåer.

## Communicate: SymWriter



LDH-nr: 39420  
[www.hargdata.se](http://www.hargdata.se)

Ordbehandling med symbolstöd för den som behöver extra stöd vid skrivandet. Samtidigt som du skriver visar symboler betydelsen av orden. Välj om du vill att symbolerna ska visas tillsammans med texten eller enbart som stöd i sidopanelen. Varje bokstav ljudas och svensk talsyntes (Alva) läser ord och meningar.  
Innehåller Widgit symbolbas.

## Communicate: InPrint




LDH-nr: 40651  
[www.hargdata.se](http://www.hargdata.se)

InPrint är ett program där du kan skapa överlägg till samtalsapparater, kommunikationskort, scheman mm.  
Innehåller Widgit symbolbas.



## SymPrint



LDH-nr: tala med hjm. konsulent  
[www.tretac.se](http://www.tretac.se)

Med SymPrint skapas papperskortor för kommunikation eller struktur. Programmiljön fungerar som Windows. Det finns färdiga mallar, men man kan också göra egna mallar. Färdiga dokument går att exportera till PDF eller till en bild.





<p><b>Bildbaser</b></p>   	<p>PCS (finns i Boardmaker) Bliss (<a href="http://www.blissonline.se">www.blissonline.se</a>) Widgit (finns i InPrint/SymWriter och Widgit Go) Pictogram (<a href="http://www.pictoonline.se">www.pictoonline.se</a>) Symbol Stix (finns i Communicator) AIR (finns enbart i Handi/Handifon, ej som fristående bildbas) m.fl. RollTalk Designer (används i programmet RollTalk Designer)</p> <p>Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.</p>
<p><b>VoiceXpress</b></p> 	<p>LDH-nr: 33088 <a href="http://www.voxit.se">www.voxit.se</a></p> <p>Taligenkänningsprogram. Genom att tala i headset/mikrofon kan användaren skriva i datorn. Kräver relativt goda språkkunskaper.</p> <p>Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.</p>



## VS Communicator ver 4



LDH-nr: 39219

[www.tobii.com](http://www.tobii.com)

Kommunicera nära och på avstånd med hjälp av symboler, bilder eller text. Bildbas SymbolStix ingår, övriga bildbaser köps separat. Förberett för IR. Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## RollTalk Designer 8



LDH-nr: 46814

[www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Kommunicera nära och på avstånd med hjälp av symboler, bilder eller text. Rolltalk Designer bildbas, PCS bildbas och PCS högkontrast ingår. IR kräver att "Progress Star" är ansluten till PC. Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## The Grid 2



LDH-nr: 44677

[www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Kommunicera nära och på avstånd med hjälp av symboler, bilder eller text. Widgitsymboler ingår, övriga bildbaser köps separat. Förberett för IR. Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## MindExpress 4



LDH-nr: 43953

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Kommunicera nära och på avstånd med hjälp av symboler, bilder eller text. Blissymboler och SymbolStix ingår, övriga bildbaser köps separat. Förberett för IR. Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



<p><b>CD-ORD</b></p> 	<p><b>LDH-nr: 39646</b> <a href="http://www.elevdata.se">www.elevdata.se</a></p> <p>Läs- och skrivverktyg med uppläsning av text med hjälp av en digital röst eller talsyntes, ordprediktion och alternativa förslag på ord.</p>
<p><b>Stava Rex</b></p> 	<p><b>LDH-nr: 37405</b> <a href="http://www.svensktalteknologi.se">www.svensktalteknologi.se</a></p> <p>Rättstavningsprogram på svenska. Rättar grava stavfel, t.ex. neulitret (neutralitet) och kuskju (tjugosju). Finns både för PC och MAC.</p>
<p><b>WordRead plus (även USB)</b> <b>ClaroRead plus</b></p> 	<p><a href="http://www.svensktalteknologi.se">www.svensktalteknologi.se</a></p> <p>Talsyntesprogram med flera talsyntesröster på olika språk. ClaroRead plus har inbyggd OCR-bearbetning vilket innebär att du kan skanna in dokument och få dem upplästa.</p> <p>WordRead plus LDH-nr: 40709 WR plus på USB-minne: LDH-nr: 40710 ClaroRead plus, LDH-nr: 43665</p>
<p><b>ViTal</b></p> 	<p><b>LDH-nr: 40711</b> <a href="http://www.frolundadata.se">www.frolundadata.se</a></p> <p>Talsyntesprogram med rösterna Elin, Erik, Ingmar, Roger och Heather. Har även röster på andra språk.</p>



### Talande fotoalbum



LDH-nr: 39642

[www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

Foto 10x15 cm

Ett meddelande / sida 10 sek

24 sidor

### Flexiboard



LDH-nr: 33368

[www.abilia.se](http://www.abilia.se) , [www.handitek.se](http://www.handitek.se)

Tangentbord som man själv bestämmer tangenterna på. "Tangenterna" är egentligen bilder på ett pappersöverlägg. När man trycker på en bild på Flexiboard händer det som man bestämt ska hända, t.ex. att en symbol visas på skärmen, musik spelas upp, bildspel sätts igång mm. Levereras med Flexiladdaren.

### Peklaser Lumos



LDH-nr: 39111

[www.gerdts-  
andersson.se/produkter.html](http://www.gerdts-<br/>andersson.se/produkter.html)

En ljusstark laserpekare. Själva lasermodulen, "lampan", är 6 mm i diameter och 15 mm lång. Lumos levereras med vinklad kabel och glasögonclips för mittmontering.



### LITTLEmack



LDH-nr: 34464

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

LITTLEmack är en liten samtalsapparat med möjlighet till **inspelning av ett meddelande**. Vinkeln på tryckkontakten gör den lättare att aktivera i liggande ställning. Taltid 75 sekunder. Tryckytan är 6 cm. Rött, gult, grönt och blått lock ingår. Locken skruvas fast.

### BIGmack





LDH-nr: 34457

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

BIGmack är en samtalsapparat med 13 cm stor tryckyta och **inspelning av ett meddelande**. Taltid 75 sekunder. Rött, gult, grönt och blått lock ingår. Locken skruvas fast. Har en ingång för en extern manöverkontakt och en utgång för möjlighet att koppla till en batteridriven apparat.



<p>Pratlåda</p> 	<p>LDH-nr: 42871 röd LDH-nr: 42892 grön LDH-nr: 42961 blå <a href="http://www.rehabmodul.se">www.rehabmodul.se</a></p> <p>Pratlåda är en samtalsapparat för <b>inspelning av ett meddelande</b>. Taltid 30 sekunder. Bild kan läggas under locket. Bildformatet är c:a 65 x 65 mm. Nyckelhålsfästen för ev. väggmontage. Format: 85 x 85 x 25 mm. Vikt: 120 g.</p>
<p>Talande etikett</p> 	<p>LDH-nr: 45887 <a href="http://www.irishjalpmedel.se">www.irishjalpmedel.se</a></p> <p>Den talande etiketten är främst avsedd som hjälpmedel vid hantering av medicin. Apparaten kan användas som enkel samtalsapparat för inspelning av <b>ett meddelande</b> och har 60 sek inspelningstid.</p>



## LITTLE Step By Step



LDH-nr: 37159

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

LITTLE Step-by-step är en liten samtalsapparat med möjlighet till **inspelning av flera meddelanden i ordningsföljd**. Vinkeln på tryckkontakten gör den lättare att aktivera i liggande ställning. Total taltid 75 sekunder. LITTLE Step-by-step har en ingång för anslutning av extern manöverkontakt och en utgång med möjlighet att koppla till en batteridriven apparat. Rött, gult, grönt och blått lock ingår. Locken skruvas fast.

## BIG Step by step



LDH-nr: 34468

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

BIG Step-by-step är en samtalsapparat med stor tryckyta och möjlighet till **inspelning av flera meddelanden i ordningsföljd**. Den har en ingång för aktivering av en extern manöverkontakt och en utgång med möjlighet att koppla till en batteridriven apparat. Total taltid är 75 sekunder. Rött, gult, grönt och blått lock ingår. Locken skruvas fast.



### LITTLE Step by Step 3 nivåer



LDH-nr: 34456

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Samtalsapparat med möjlighet att spela in valfritt antal fraser med sammanlagt 4 minuters taltid. **Inspelning av meddelanden i ordningsföljd i olika nivåer.** Grönt, gult, rött och blått lock ingår. Locken skruvas fast.

### BIG Step by Step 3 nivåer



LDH-nr: 44728

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Samtalsapparat med möjlighet att spela in valfritt antal fraser med sammanlagt 4 minuters taltid. **Inspelning av meddelanden i ordningsföljd i olika nivåer.** Grönt, gult, rött och blått lock ingår. Locken skruvas fast.





## Tobii S32



LDH-nr: 43678

[www.tobii.com](http://www.tobii.com)

Tobii S32 är en apparat som spelar upp förinspelade meddelanden, ljud eller IR-signaler. Du aktiverar den genom att vidröra ett blad med tryckta symboler, bilder eller scener. Meddelandena och ljuden spelas antingen in direkt på Tobii S32-enheten eller via den medföljande programvaran Tobii SymbolMate. Man kan även styra den med hjälp av skanning.

## VocaFlexibel



LDH-nr: 35346

[www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Inläst tal läses upp när du trycker på ett fält på den SmartGuide (fingerguide) som sitter på VocaFlexiblen. SmartGuiderna görs i ordning med inspelade talmeddelanden som passar i olika situationer. Varje ruta/fält på SmartGuiden kan innehålla ett meddelande på upp till 10 eller 20 sekunder. VocaFlexibel känner sedan av vilken SmartGuide som sitter på genom streckkoden på baksidan av varje SmartGuide. Du kan sedan byta mellan olika meddelanden genom att lägga på en annan SmartGuide.



## GoTalk 9+



LDH-nr:40057

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Samtalsapparat som går att bära med sig. 9 knappar i 5 nivåer, ca 8 sek var.

Kapacitet för 45 meddelanden

8,5 min minne

3 fasta meddelandeknappar

Inbyggt förvaringsfack för överlägg

## GoTalk 20+



LDH-nr: 37222

[www.rehabcenter.se](http://www.rehabcenter.se)

Kapacitet för 100 meddelanden

20 rutor som är ca 2,5cm

5 inspelningsnivåer

5 fasta meddelandeknappar

## Samtalsapp. Personal Talker



LDH- nr: 31947

[www.rehabmodul.se](http://www.rehabmodul.se)

Förse den med bild/foto och använd som talande "ID-kort", m m. Ett meddelande på högst 10 sek. Fickstorlek och med lock. Format (hopfälld): 63x65x14 mm.



## SpeakOut



LDH-nr: 38913

[www.picomed.se](http://www.picomed.se)

Ger personer med talsvårigheter, men med fungerade språk, möjlighet att kommunicera med text. Ofta använda ord/fraser kan sparas och tas fram genom olika tangentkombinationer. Två displayer. QWERTY-tangentbord.

## Lightwriter SL40 Connect



LDH-nr: 40706

[www.abilia.se](http://www.abilia.se)

Portabelt text-till-tal hjälpmedel som ger personer med talsvårigheter, men med fungerade språkförmåga, möjlighet att kommunicera med text. Texten går att få uppläst med talsyntes. Dubbla displayer. QWERTY-tangentbord. Man kan också skicka SMS och ringa direkt med apparaten.



## Tobii i12/i15



Tobiis i-serie kan styras på flera sätt. Pekskärm, via kontakter, via ögonstyrning med hjälp av Tobii CEye (se nedan) eller med huvudmus. Tobiis i-Serie levereras med Communicator och kan användas för att skriva och redigera dokument, surfa på Internet, lyssna på musik, spela spel, styra TV:n och DVD-spelaren, öppna dörrar och tända lampor.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## Tobii PCEye Go



Fristående ögonstyrning för PC.

PCEye Go - för bärbara datorer

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



## Compact Rolltalk S7



Compact Rolltalk är en dator med 12" pekskärm. Kontaktmodul, tillkoppling för en eller två kontakter och pekskärm finns som bas i Rolltalken. Exempel på andra styrsätt är: huvudmus, joystick, direktpekning samt ögonstyrning. Genom att koppla till en styrmodul kan man även styra sin rullstol och justera sin sittställning från Compact Rolltalk. Rolltalk levereras med RollTalk Designer 8.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## Intelligaze 3 för Rolltalk



Med Intelligaze 3 som kopplats ihop med Rolltalk kan du styra datorn med ögonens rörelser.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.

## Intelligaze 3 för PC



Ögonstyrningsmodul för PC.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



## Micro Rolltalk P7



Handhållen samtalsapparat levereras med RollTalk Designer 8. Det går även att kommunicera via SMS.

Var god kontakta hjälpmedelskonsulent.



## MMT-4 röstförstärkare



LDH-nr: 34974

[www.xenamedical.se](http://www.xenamedical.se)

Röstförstärkaren levereras med ett lätt nackset som väger 13 gr.

Nacksetet går att justera och är tillverkat av en fjädrande metalltråd som håller för att bockas. Det finns 3 olika storlekar stor ,normal samt liten.



<p>Jelly Bean BigRed Spec Switch</p>	<p>Exempel på olika kontakter för att styra annan apparat eller för att scanna. Kan med fördel användas tillsammans med "Bläckfisken", vg se nedan.</p>
<p>Bläckfisken</p> 	<p>LDH-nr: 39220 <a href="http://www.hargdata.se">www.hargdata.se</a></p> <p>Bläckfisken USB används för att enkelt kunna koppla manöverkontakter till PC-datorer. Kontakterna ansluts direkt till lådan, inga drivrutiner eller extra sladdar behövs. Alla inställningar lagras i lådan, så att den kan flyttas mellan olika datorer. Lådan ansluts till en ledig USB-ingång och har 7 ingångar för kontakter med liten telepropp. Alla de vanligaste kontakterna på marknaden passar bra som ex Jelly Bean, Spec Switch och Buddy Button.</p>