

I denna sortimentsöversikt kommer hjullyft visas. För frågor/sortiment om **taklyft** kontakta [taklyftar.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se](mailto:taklyftar.hjalpmedelscenter@regiondalarna.se)

**Riktlinje personlyft:** <https://www.regiondalarna.se/plus/hjalpmedel/forskrivningsprocessen/forteckning-och-riktlinjer/>

**Övergripande lyftbyglar:** Lyftbygelns design och bredd påverkar användarens komfort, stöd och understödsyta från lyftselen i lyften. För att kunna välja bygel har DHC tagit fram en sortimentsöversikt som heter **Lyftbyglar och stöd i bygelval**.

**Upphandling:** Tillsammans med 7-klöveren upphandlar Dalarnas Hjälpmedelscenter hjälpmedel för Dalarna, Örebro, Sörmland, Västmanland, Värmland, Gävle och Uppsala. Under nuvarande upphandlingsperiod har vi fått ta in en ny personlyft pga svårigheter med att ta fram elektronikkomponenter.

**Ersättningsgrupper:** Hjullyftarna ligger i ersättningsgrupp för att äldre sortiment ska kunna fortsätta cirkulera, och att DHC ska kunna tillhandahålla hjullyftar till Dalarnas befolkning.

Artikel	Benämning ▲	Lager	Benämning	Rekond.lager	Benämning	Ersättningsgrupp	Ny	Rangor
40602	Hjullyft el Uno 102 EE 175kg inkl snabbkoppling bygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	1
44330	Hjullyft el GL5 205kg inkl omlottbygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	2
45515	Hjullyft el Uno 102 EE 175kg version 2 inkl snabbkoppling u bygel	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	3
50654	Hjullyft el GL5 2.0 205kg exkl bygel (inkl nätkabel 554250)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	4
54328	Hjullyft el GL5.1 205kg exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	5
57669	Hjullyft el GL5.1 205kg mek nödsänkning exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input type="checkbox"/>	6
58962	Hjullyft el GL5.2 205kg mek nödsänkning exkl bygel (inkl nätkabel 558363)	200	Huvudlager Falun/Borlänge			Team 09: Hjullyft standard	<input checked="" type="checkbox"/>	7

**Hjullyft GL5 från Guldmann:** Vi har nu många olika varianter på GL5 i omlopp, de har samma grundkonstruktion men är utrustade med olika elektronik och med/utan mekanisk nödsänkning. Därför finns det olika DHCnr för att särskilja dessa personlyftar från varandra för spårbarhet och vid felsökning.

**Viktigt att läsa bruksanvisningen då det är olika elektronik på de olika GL5 lyftarna vilket medför olika batterier och förfarnaden gällande laddning/nödstopp/nödsänkning m.m.**

Guldmann håller på att göra om sina snabbguider till lyftarna så att de blir lättare att förstå. För att ladda ned snabbguider till lyftar ute; [https://www.guldmann.com/media/6758/gl5-2\\_quick-guide\\_se.pdf](https://www.guldmann.com/media/6758/gl5-2_quick-guide_se.pdf) Detta gäller endast GL5.2

## *LDHnr 58962 Hjullyft GL5.2 205kg mekanisk nödsänkning exkl bygel*

### LYFTBYGLAR

**LDHnr 50078** Lyftbygel GH3 340mm omlottkrokar

**LDHnr 50079** Lyftbygel GH3 440mm omlottkrokar

**LDHnr 50080** Lyftbygel GH3 530mm omlottkrokar

**LDHnr 47613** Kryssbygel GH3 kryss 250kg

**LDHnr 58899** Kryssbygel GH3 kryss 400kg **OBS! NY**



### **Aktivera nödstopp;**

Om lyftanordningen är i rörelse och inte svarar på funktionerna som aktiveras med handkontrollen, tryck på den röda knappen ovanpå batteriet. När nödstoppfunktionen har aktiverats fungerar inte lyftanordningen. För att frigöra nödstoppet tar du bort batteriet genom att använda tummen och pekfingeret för att trycka på knapparna på batteriets sidor och vicka på batteriet. Se sedan till att trycka batteriet på plats.

### **Nödsänkningfunktionen;**

Om lyftanordningen inte sänks ned ska du aktivera följande: Tryck på pilknappen på kontrollboxen. Detta fungerar som nödsänkning om handkontrollen inte fungerar. Om lyftbommen inte sänks Vrid den röda knappen på lyftbommen i pilens riktning.

### **Förvaring;**

Den mobila lyften måste förvaras i ett torrt utrymme med en relativ luftfuktighet som inte överskrider 70 %. Den mobila lyften får inte förvaras i badrum eller liknande våtutrymmen.

### **Batterier;**

De batterier som medföljer lyften är inte helt fulladdade vid leverans. Batteripacket måste laddas före användning. Det rekommenderas att de laddas upp helt. Detta tar cirka 4 timmar.

### **Stand by;**

Lyftanordningen går i standby-läge efter 2 minuter utan användning.

**Maxbrukarvikt: 205kg**

**Lyfthöjd min/max: 431/1734mm**

**Lyftens längd: 1372mm**

**Breddjustering: 530/1300mm**

**Hjuldimension: 80mm**

**Brukarmanual:** [https://www.guldmann.com/media/6723/manual-gl5-2\\_se.pdf](https://www.guldmann.com/media/6723/manual-gl5-2_se.pdf)

**Teknisk dokumentation:** [https://www.guldmann.com/media/6695/datasheet\\_mobil-lifter-gl5-2\\_80mm\\_se.pdf](https://www.guldmann.com/media/6695/datasheet_mobil-lifter-gl5-2_80mm_se.pdf)

**Quick Guide:** [https://www.guldmann.com/media/6758/gl5-2\\_quick-guide\\_se.pdf](https://www.guldmann.com/media/6758/gl5-2_quick-guide_se.pdf)

## Äldre sortiment i ersättningsgruppen

LDHnr **57669** Hjullyft GL5.1 205kg mekanisk  
nödsänkning exkl bygel

Maxbrukarvikt: 205kg  
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm  
Lyftens längd: 1372mm  
Breddjustering: 530/1300mm  
Hjuldimension: 80mm  
Linakelektronik

**Denna lyft har en fördröjning vid uppstart på 15 sekunder efter att man dragit ur nätkabeln .**



LDHnr **54328** Hjullyft GL5.1 205kg exkl bygel

**OBSERVERA ATT DENNA HJULLYFT ÄR EXKL MEKANISK NÖDSÄNKNING**

Maxbrukarvikt: 205kg  
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm  
Lyftens längd: 1372mm  
Breddjustering: 530/1300mm  
Hjuldimension: 80mm  
Linakelektronik



LDHnr **50654** Hjullyft el GL5 2.0 205kg exkl bygel

Maxbrukarvikt: 205kg  
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm  
Lyftens längd: 1372mm  
Breddjustering: 530/1300mm  
Hjuldimension: 80mm  
Linakelektronik

LDHnr 45515 Hjullyft el Uno 102 EE 175kg ver2 inkl snabbkoppling u bygel

Maxbrukarvikt: 175kg  
Lyfthöjd min/max: 520/1790mm  
Lyftens längd: 1255mm  
Breddjustering: 580/980mm  
Hjuldimension: 75mm  
Lyftbyglar som finns i olika bredder:  
LDHnr 45510 Universalbygel 350mm  
LDHnr 45511 Universalbygel 450mm  
LDHnr 45512 Universalbygel 600mm  
LDHnr 31218 Lyftbygel Twin 670mm

Leverantör: Hill-room

Lyftpelaren kan sättas i tre olika nivåer beroende på vilket lyftområde man behöver.



Bruksanvisning: <https://www.hill-rom.se/globalassets/website-documentation/international-websites/sweden-se/patient-handling/mobile-lifts/uno-100102/uno-102-bruksanvisning-7sv150104-rev-6.pdf>

LDHnr **44330** Hjullyft el GL5 205kg inkl omlottbygel

Maxbrukarvikt: 205kg  
Lyfthöjd min/max: 431/1734mm  
Lyftens längd: 1322mm  
Breddjustering: 530/1300mm  
Hjuldimension: 80mm

