

SORTIMENTSÖVERSIKT HJÄLPMEDEL MED BRUKARVIKT 150 KG OCH MER

Förflyttning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänt	2
Kryckkäppar.....	3
Gåstativ	3
Rollatorer	4
Gåbord	5
Manuella rullstolar	6
Aktivrullstolar	6
Allroundrullstolar	6
Komfortrullstolar	7
Eldrivna rullstolar med manuell styrning.....	8
Eldrivna rullstolar med motorisk styrning	9
Överflyttningssplattform	10
Taklyftar	10
Hjullyftar.....	11
Uppresningslyft	11
Lyftselar.....	11
Hjälpmedel för manuella förflyttningar	12

Allmänt

I denna översikt finns exempel på hjälpmedel för förflyttning som finns på marknaden för personer som väger 150 kg eller mer. Översikten gör inget anspråk på att vara komplett utan skall ses som ett stöd vid beställning av dessa hjälpmedel.

Vill du få en komplett översikt över vilka hjälpmedel som finns på marknaden, hänvisas till Kicki Reifeldts skrift "Hjälpmedel för överviktiga" som går att beställa via Hjälpmedelcenter Sveriges hemsida www.hmcsverige.se.

Flera hjälpmedelsleverantörer såsom till exempel Etac, Euforia, Gate Rehab Development och Invacare har också produktöversikter på sina hemsidor över hjälpmedel som tar en högre brukarvikt.

Av de hjälpmedel som visas i denna skrift finns vissa på lager och andra är beställningsvaror. Hjälpmedel som finns på lager levereras i första hand med turbil. För beställningsvaror är leverantörens leveranstid angiven. Dalarnas Hjälpmedelscenters handläggningstid tillkommer.

Det är viktigt att förskrivaren tar kontakt med DHC för samråd om hjälpmedel så tidigt som möjligt i rehabiliteringsprocessen.

Det är viktigt att föra en dialog angående hur stort hjälpmedlet kan komma att bli – går det igenom dörröppningar i hemmet, är bärighet på golv tillräckligt. Tänk på att hjälpmedlet och dess eventuella tillbehör i sig har en vikt och till denna läggs brukarens vikt. Bostadsanpassning kan behövas. Finns det personal som orkar hantera hjälpmedlet som kan bli tungt t ex rullstol eller hygienstol.

Kontaktpersoner DHC:

Gånghjälpmedel Helena Gustafson Soling, Charlotta Tysklind

Manuella rullstolar

Elrullstolar

Personlyftar och lyftselar Charlotta Tysklind, Helena Gustafson Soling

KRYCKKÄPPAR

Flex Robust



Kryckkäpp Flex Robust, heldraget rör som kapas i rätt längd. Doppsko ingår.

Brukarvikt: 200 kg

LDHnr: 31569

Leverantör: Swereco, www.swereco.se

Finns på lager

OBS! Kryckkäppar är ett egenansvar som brukaren bekostar själv

GÅSTATIV

Gåstativ XXL



Gåstativ XXL, kan fällas ihop för transport och förvaring.

Brukarvikt: 270 kg

LDHnr: 38247

Handtagshöjd: 46-101cm

Leverantör: Superior Sweden, www.superiorsweden.com

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager

Leveranstid: ca 10 arbetsdagar

ROLLATORER

Maxi+ 550/Maxi+ 650



Brukarvikt:	200 kg
LDH nr:	40498 (Maxi+ 550)
LDH nr:	40499 (Maxi+ 650)
Handtagshöjd:	72,5-89,5cm (Maxi+ 550) 81,5-98,5cm (Maxi+ 650)
Total bredd:	70cm
Bredd mellan handtag:	52cm
Sitthöjd:	55cm (Maxi+ 550), 65cm (Maxi+ 650)
Leverantör:	Invacare AB, www.invacare.se

Finns på lager

Rebel förstärkt



Rollator Rebel, förstärkt finns i tre olika bredder 62, 67 och 72cm.

Brukarvikt:	250 kg
LDH nr:	46873 (b62)
Handtagshöjd:	75-93cm
Totalbredd:	62cm (b62), 67cm (b67) och 72cm (b72)
Bredd mellan handtag:	42cm (b62), 47cm (b67) och 72cm (b72)
Sitthöjd:	62cm
Leverantör:	HumanCare, www.humancare.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager

Leveranstid: ca 20 arbetsdagar

Carl-Oskar förstärkt



Rollator Carl-Oskar, förstärkt som finns i tre olika bredder 62, 67 och 72cm.

Brukarvikt:	275 kg
Handtagshöjd:	77-95cm
Totalbredd:	62cm (b62), 67cm (b67) och 72cm (b72)
Bredd mellan handtag:	42cm (b62), 47cm (b67) och 52cm (b72)
Sitthöjd:	64cm
Leverantör:	HumanCare, www.humancare.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager

Leveranstid: ca 20 arbetsdagar

GÅBORD

Bure XL



Gåbord Bure Extra är elektriskt reglerbar i höjd.

Brukarvikt: 240 kg
LDHnr: 35433
Handtagshöjd: 91-131cm
Bredd: 88 cm
Leverantör: Gate Rehab Development, www.gaterd.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar

MANUELLA RULLSTOLAR

Alla rullstolar är beställningsvara förutom rullstol Cross 5 XL som är lagerlagd i sb 60. Övriga rullstolar beställs via kundorder. Vi har dock för det mesta någon att leverera.

Aktivrullstolar

XLT Max



Brukarvikt: 180kg
LDHnr: 42732, 45140, 47460
Sittbredd: 50cm, 55cm, 60cm
Sittdjup: 50cm, 55cm, 60cm
Sitthöjd: 44-52cm
Leverantör: Invacare, www.invacare.se

Beställs vid efterfrågan, kan finnas på lager
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar

Allroundrullstolar



Rullstol Cross 5 XL



Brukarvikt: 160kg
LDHnr: 46223 (60cm)
Sittbredd: 47,5cm - 60cm
Sittdjup: 42-48, (går även att beställa med sd 48-54)
Sitthöjd: 42-50cm
Totalbredd: Sb+20, med vårdarbroms +21
Leverantör: Etac AB, www.etac.se

Finns på lager i sb 60 övriga beställs vid efterfrågan

Leveranstid: ca 10 arbetsdagar

Cross 5 XL köps in med vårdarbroms och tråskiva i sitsen

Rullstol Eclipse



Brukarvikt: 272kg, kan förstärkas upp till 453kg
Sittbredd: 50-120cm
Sittdjup: 40-60 cm
Sitthöjd: 36-50cm
Totalbredd: Sb+18cm
Leverantör: Superior Sweden, www.superiorsweden.com

Beställs vid efterfrågan, kan finnas på lager

Leveranstid: ca 10 arbetsdagar

Komfortrullstolar

Rullstol Azalea Max



Brukarvikt: 180kg
LDHnr: 47805, 42700
Sittbredd: 55cm +6 cm, 61cm + 6 cm
Sittdjup: 53-60cm
Totalbredd: Sb+25 med 24" vb drivhjul
Leverantör: Invacare, www.invacare.se

Beställs vi efterfrågan. Kan finnas på lager

Leveranstids: ca 20 arbetsdagar

Går även att beställa med 16" drivhjul om så önskas

ELDRIVNA RULLSTOLAR med manuell styrning

Minicrosser X2 3W

Minicrosser X2 är en elrullstol med styre och 3 hjul, klass C3, för utomhusbruk. Finns även med fyra hjul.



Brukarvikt: 175 kg

LDHnr: 54201

Sittbredd: 35cm, 40cm, 45cm, 50cm, 60cm och 70cm

Sittdjup: 32-55cm

Totalbredd: 65cm

Totallängd: 134cm

Leverantör: Minicrosser AB, www.minicrosser.se

Sterling Elite 2 Plus

Sterling Elite 2 Plus är en elrullstol med styre och 3 hjul, klass C2, för utomhusbruk.



Brukarvikt: 175 kg

LDHnr: 45387

Sittbredd: 47,5cm

Sittdjup: 46cm

Totalbredd: 65cm

Totallängd: 139cm

Leverantör: Sunrise Medical, www.sunrisemedical.se

ELDRIVNA RULLSTOLAR med motorisk styrning

iChair MC3

iChair MC3 är en bakhjulsdriven och joystick styrd eldriven rullstol, klass B2, för främst utomhusbruk men kan också användas inne i begränsad utsträckning.



Brukarvikt: 160 kg
LDHnr: 46400
Sittbredd: 38-65cm
Sittdjup: 40-56cm
Totalbredd: 63cm
Totallängd: 118cm
Leverantör: LB Medical, www.lbmedical.se

iChair mc Front

iChair mcFront är en framhjulsdriven och joystick styrd eldriven rullstol, klass B1, för inomhus och utomhusbruk



Brukarvikt: 160 kg
LDHnr: 54229
Sittbredd: 38-65
Sittdjup: 40-56
Totalbredd: 62cm
Totallängd: 113cm
Leverantör: LB Medical, www.lbmedical.se

ÖVERFLYTTNINGSPLATTFORM

Return 7600



Brukarvikt: 205 kg
LDH nr: 47456
Leverantör: Handicare, www.handicare.se
Tillbehör: ReTurnBelt, finns i storlekar från XXS-XXXL



Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager.
Leveranstid: ca 15 arbetsdagar

TAKLYFTAR

Taklyft rekommenderas vid förflyttning av tung person.
Det är viktigt att ta ställning till vilken bygel som ska användas.
Lyften måste vara utrustad med dubbla lyftblock om det behövs en lyftsele som tar över 300 kg.
Lyftblock finns som tar dels 200 kg, 250 kg och 300 kg.

GH3+



Brukarvikt: 250kg
LDH nr: 40155 (exkl bygel)
Brukarvikt 350kg
LDH nr: 42652 inklusive våg
Leverantör: Guldmann, www.guldmann.se

Kontakt med ansvarig taklyftstekniker för konsultation.

HJULLYFTAR

Det är viktigt att ta ställning till vilken bygel som ska användas.

GL5 1.0



Brukarvikt: 205 kg

LDHnr: 54328

Leverantör: Guldmann, www.guldmann.se

LDH nr: 50079 Lyftbygel GH3 m omlottkrokar b44

LDH nr: 50080 Lyftbygel GH3 m omlottkrokar b53

Finns på lager

Viking XL



Brukarvikt: 300 kg

LDH nr: 37489 inkl Lyftbygel Liko Twin b67

Leverantör: Liko, www.hillrom.com

Ett exemplar ska finnas på lager

Uppresningslyft el Molift Quick Raiser 1 inkl U-bygel



Brukarvikt: 160 kg

LDHnr: 50653

50655 Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl M

50656 Uppresningssele Molift RgoSling StandUp stl L

Leverantör: Etac, www.etac.se

Finns på lager

LYFTSELAR

Lyftselar som finns på lager

Handicare har olika modeller av lyftselar, som klarar 300 kg.

Finns i storlekar large till XX-large.

Lyftselar som beställs vid efterfrågan:

Handicare har större modeller av lyftselar, som klarar 600 kg.

Kontakta konsulent för rådgivning.

Lyftsele för liggande lyft:

Används vid horisontella lyft eller för att positionera en brukare i sängen med hjälp av stationär eller mobil lyft och vanlig lyftbygel

SafeHandlingSheet



Brukarvikt:	300, 400 och 570kg
Polyesternät	300 kg (LDHnr 47570)
Polyester	400kg
Förstärkt polyester	570 kg
Leverantör:	Handicare, www.handicare.se

LDHnr 47570 finns på lager

Lyftsele för ett ben, LimbSling



Brukarvikt:	300 kg
LDH nr:	48306
Leverantör:	Handicare, www.handicare.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager
Leveranstid: ca 20 arbetsdagar

HJÄLPMEDEL FÖR MANUELLA FÖRFLYTTNINGAR

Wendylett 4way



Brukarvikt:	200 el 300 kg beroende på modell
LDH nr:	43019 Glidlakan WendyLett 140x200 inkl WendyLett4way
LDH nr:	46308 Glidlakan WendyLett 140x200 inkl WendyLett4Way med handtag
LDH nr:	46872 Glidlakan WendyLett 200x200 70cm glidyta inkl WendyLett4Way 140x200
Leverantör:	Handicare, www.handicare.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager
Leveranstid: ca 5 – 15 arbetsdagar beroende på modell

Glidmatta TurnSheet



Brukarvikt:	300 kg
LDH nr:	31356 Glidmatta TurnSheet 150x200 inkl madrassöverdrag
LDH nr:	20783 Glidmatta TurnSheet 140x200 inkl madrassöverdrag
Leverantör:	Handicare, www.handicare.se

Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager
Leveranstid: ca 5 arbetsdagar

Glidbräda Butterfly



Brukarvikt:	250 kg
LDH nr:	43304
Mått:	32x66
Leverantör:	Etac, www.etac.se



Beställs vid efterfrågan, finns inte på lager
Leveranstid: ca 25 arbetsdagar