

## Sortimentsöversikt Påkallningshjälpmedel och passivalarm

### Sortimentsöversikt

Hjälpmedlen är ordnade utifrån den rangordning som uppkom efter den senaste upphandlingen. Det nya avtalet började gälla 20 september 2018.

Vid upphandlingen valde vi att rangordna utifrån följande avropsordning:

1. Brukarens behov
2. Klassning enligt det medicintekniska direktivet
3. Pris

Detta innebär att det alltid är brukarens behov som i första hand styr valet av hjälpmedel. Om flera hjälpmedel uppfyller de behov brukaren har, ska de hjälpmedel som är klassade enligt det medicintekniska direktivet väljas. Om samtliga hjälpmedel är klassade, eller saknar klassning, ska det hjälpmedel som har lägst pris väljas.




### Förskrivning/beställning





Vid larmbeställning behövs minst en sändare och en mottagare.





Undantaget är larm som levereras med kontakt då dessa kan kopplas till ett befintligt larmsystem.







Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta oss hjälpmedelskonsulenter för att diskutera och få rådgivning.







## Bassortiment




Passiva larm:	Benämning	LDHnr	Medicinteknisk klassning
	<p><b>Rörelselarm Zafe IR</b></p> <p>Rörelsevakten riktas för att täcka olika bevakningsområden.</p> <p>Rörelsevakten sänder signal trådlöst till mottagare.</p> <p>Ska signalen sändas till befintligt larmsystem måste mottagare Link, LDHnr 44502, användas.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	39839	Ja
	<p><b>Rörelselarm Zafe PIR 2G</b></p> <p>Sändare, aktiva och passiva larm. Kan användas som dörrlarm.</p> <p>Kan kopplas till alla Zafes mottagare, även för inkoppling i befintliga system.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	56776	Nej
	<p><b>Rörelselarm Zafe t bef larm</b></p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	18762	Ja





	<p><b>Rörelselarm TT Zafe t bef larm</b></p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde. För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>47494</p>	<p>Ja</p>
	<p><b>Rörelselarm</b></p> <p>Rörelsevakt med brett bevakningsområde. För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p><a href="http://www.knop.se">www.knop.se</a></p>	<p>53335</p>	<p>Ja</p>
	<p><b>Dörrlarm Zafe</b></p> <p>När dörren öppnas sänder dörrvakten signal trådlöst till mottagare.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>39282</p>	<p>Ja</p>
	<p><b>Larmmatta</b></p> <p>Larmmattan aktiveras vid tryck, exempelvis när någon kliver på den. För inkoppling till befintligt larmsystem. Ska larmet sändas trådlöst till mottagare måste larmmattan kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p> <p><a href="http://www.knop.se">www.knop.se</a></p>	<p>40631</p>	<p>Ja</p>

 	<p><b>Sänglarm Knop ink sensor</b> CT900-BED kan användas som sängvakt. Den ger ett larm om brukaren inte kommer tillbaka till sängen inom en förinställd tid. Den kan också tändas upp när brukaren lämnar sängen. Man kan ansluta upp till 5 st ljusenheter (LS900) som tänds tillsammans med CT900-BED.</p> <p><a href="http://www.knop.se">www.knop.se</a></p>	<p>53337</p>	<p>Ja</p>
 	<p><b>Sänglarm Zafe</b></p> <p>Sänglarmet ger automatiskt larm efter bestämd tid när man lämnat sängen. Tiden är ställbar.</p> <p>Exempel: Om en person normalt behöver 15 min för att gå på toaletten kan ett larm skickas om personen inte återkommit inom utsatt tid. Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska signalen sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>38016</p>	<p>Ja</p>






  	<p><b>Sänglarm Abilia</b></p> <p>Sänglarmet ger automatiskt larm efter bestämd tid när man lämnat sängen. Tiden är ställbar.</p> <p>Exempel: Om en person normalt behöver 15 min för att gå på toaletten kan ett larm skickas om personen inte återkommit inom utsatt tid.</p> <p>Sänglarmet kan även larma omgående när en person lämnar sängen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska signalen sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>	<p>47025</p>	<p>Ja</p>
<p><b>Påkallningshjälpmedel:</b></p>			
  	<p><b>Larmsändare Atom Zafe</b></p> <p>Bärbar, vattentät sändare.</p> <p>Levereras med mjukt armband och halsband med säkerhetsutlösare.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>39595</p>	<p>Ja</p>



 	<p><b>Tillbehör till Atom</b></p> <p><b>Hapa</b></p> <p>Anpassning för att göra sändaren mer lätttryckt. Sändaren placeras inuti Hapa.</p> <p><b>Väggfäste</b></p> <p>Anpassning för att sätta sändaren på vägg eller sänggrind. Sändaren placeras inuti fästet.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	39622	Nej
  	<p><b>Larmsändare P-Atom Zafe</b></p> <p>Specialanpassad sändare med lätttryckt knapp. Ej vattentät.</p> <p>Levereras med mjukt armband och halsband med säkerhetsutlösare.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	42874	Ja
	<p><b>Universallarmsändare Inka Zafe</b></p> <p>Inka används till larm som saknar inbyggd sändare för att skicka trådlös signal till mottagare.</p> <p>Inka kan även kopplas till valfri manöverkontakt.</p> <p>Ska signalen sändas till befintligt larmsystem måste mottagare Link, LDHnr 44502, användas.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	39096	Ja



Mottagare			
	<p><b>Larmmottagare Zafe Home 2G</b></p> <p>Bärbar mottagare som kan ta emot larm från max 3st larmsändare. Laddningsbar med belyst färgdisplay. Ställbar volym och vibration.</p> <p>Storlek 48*100*20 mm. Väger 60g.</p> <p>Levereras med skyddsväska och laddfack.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	45802	Ja
	<p><b>Larmmottagare Zafe Trex 2G</b></p> <p>Bärbar mottagare som kan ta emot larm från max 255st larmsändare. Lagrar de 32 senaste larmen med datum och tid. Laddningsbar med belyst färgdisplay. Ställbar volym och vibration.</p> <p>Storlek 48*100*20 mm. Väger 60g.</p> <p>Levereras med skyddsväska och laddfack.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	43680	Ja
	<p><b>Tillbehör till Home 2G och Trex 2G</b></p> <p><b>Skyddsväska</b></p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	40333	Nej

	<p><b>Larmmottagare Zafe Link</b></p> <p>Mottagare för inkoppling till befintliga larmsystem.</p> <p>Levereras med 6,3mm telepropp .</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>44502</p>	<p>Ja</p>
	<p><b>Tillbehör till Link</b></p> <p><b>Vibrationskudde Zafe</b></p> <p><b>Summer 70dB Zafe</b></p> <p>Kan användas när exempelvis en person med hörselnedsättning ska ta emot larm.</p> <p>Ansluts till mottagare Link, LDHnr 44502.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	<p>34931</p> <p>45269</p>	<p>Nej</p> <p>Nej</p>
	<p><b>Larmrepeater Repo+ II</b></p> <p>Repo+ II används för att förlänga avståndet mellan sändare och mottagare. Sänder upp till 2 km. Tar emottagning från sändare 150 - 200 meter. Väggar och hus förkortar räckvidden. Kopplas i 230 V med nätadapter. Laddbart batteri strömförsörjer REPO+ vid strömbortfall.</p>	<p>57532</p>	<p>Ja</p>
<p><b>Epilepsilarm</b></p>			
	<p><b>Epi-900</b></p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som känner av rörelse vid anfall.</p> <p>Larmet hängs under sängen eller så används en extra sensor. Sensorn placeras då mellan madrass och bäddmadrass.</p>	<p>42856</p>	<p>Ja</p>





	<p>Ska larmet sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096. Larmet kan även kopplas till befintligt larmsystem.</p>		
	<p><b>Anfallsalarm Zafe</b></p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som känner av olika typer av anfall. Larmet känner av alla rörelser en person gör i sängen och sorterar bort normala rörelser från epileptiskt anfall. Sensorn placeras under madrassen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska larmet sändas trådlöst till en mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p>	<p>37788</p>	<p>Ja</p>
	<p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p>		
	<p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>		
	<p><b>Anfallsalarm Abilia</b></p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som känner av olika typer av anfall. Larmet känner av alla rörelser en person gör i sängen och sorterar bort normala rörelser från epileptiskt anfall. Sensorn placeras under madrassen.</p> <p>För inkoppling till befintligt larmsystem.</p> <p>Ska larmet sändas trådlöst till en</p>	<p>47030</p>	<p>Ja</p>




 	<p>mottagare måste larmet kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>		
	<p><b>EpiSafe 2</b></p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som registrerar kramper vid anfall.</p> <p>EpiSafe består av ett armband med inbyggd sensor och en huvudenhet som tar emot larmet ifrån sensorn.</p> <p>Sensorn mäter armens rörelse och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär eller om det är vanliga rörelser.</p> <p>Målgruppen är vuxna och större barn (40kg). Sensorn kan användas både i säng och vid uppgående.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>	46871	Ja



	<p><b>EpiMobile</b></p> <p>Epileptiskt anfallsalarm som registrerar kramper vid anfall.</p> <p>EpiMobile består av ett armband med inbyggd sensor och en smartphone som tar emot signaler ifrån sensorn och sänder larm till stödperson. GPS-position kan användas för att lokalisera brukaren om anfall sker utomhus.</p> <p>Sensorn mäter armens rörelse och känner av om rörelserna är av epileptisk karaktär eller om det är vanliga rörelser.</p> <p>Målgruppen är vuxna och större barn (40kg). Sensorn kan användas både i säng och vid uppgående.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>	<p>49009</p>	<p>Ja</p>
<p><b>Fjärrtillsyn med GPS</b></p>			
	<p><b>GPS Fjärrtillsyn Navy ink abonnemang (KP)</b></p> <p>Det som ingår: GPS-enhet, öppningsbart armband, laddare med inbyggd hemmafyr och manual.</p> <p>Posifon Navy är ett mobilt trygghetslarm som fungerar såväl inomhus som utomhus. Armbandsuret är utrustat med en larmknapp och talfunktion som möjliggör samtal både i samband med larm och vid andra tillfällen. Den är utformad som en aktiv enhet för äldre som önskar vara mer aktiva men kan även anpassas till att fungera som en passiv enhet för personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning.</p> <p><a href="http://www.Posifon.se">www.Posifon.se</a></p>	<p>55587</p>	<p>Nej</p>




	<p><b>GPS Fjärrtillsyn Keruve ink abonnemang (KP)</b> Keruve finns i olika utförande för att kunna anpassas efter användarens behov. Antingen kan man bära den som en klocka eller fästas i bältet. Det går till och med att byta ut klockan mot ens egna i vissa fall. Positioneringen har väldigt hög precision,</p> <p><b>Tillbehör</b> Klockarmband samt eventuell klockmodell om man inte har en egen urtavla som vill användas</p> <p>Klockmodell är inget krav om man väljer Bältspänne.</p> <p><a href="http://www.Posifon.se">www.Posifon.se</a></p>		<p>Nej</p>
	<p><b>GPS Fjärrtillsyn SmartSole ink abonnemang (KP)</b></p> <p>GPS SmartSole placeras i användarens skor och givetvis följer det med en extra sula för komfort, totalt en höger- och en vänstersula. GPS SmartSole finns i dag i tre storlekar Small (35-42) Medium (41-44) och Large (44-48).. Den skickar positioner när den är i rörelse och stänger av sig vid inaktivitet därav kan man få ut väldigt bra batteritid.</p> <p><a href="http://www.Posifon.se">www.Posifon.se</a></p>	<p>57722</p>	<p>Nej</p>

	<p><b>GPS Fjärrtillsyn MiniFinder Pico svart ink abonnemang</b></p> <p>MiniFinder Pico® är svenskdesignat gps-larm och mobilt trygghetslarm. MiniFinder Pico är som namnet antyder ett mobilt trygghetslarm i miniatyrformat. Enheten bygger på modern teknik och innehåller trots sin lilla storlek alla nödvändiga funktioner som man förväntar sig av ett mobilt trygghetslarm.</p> <p>Pico är ett aktivt larm men går att ställa in så att det blir ett passivt larm.</p> <p><a href="http://www.Posifon.se">www.Posifon.se</a></p>	<p>54275</p>	<p>Nej</p>
	<p><b>GPS Fjärrtillsyn Nano svart ink abonnemang (KP)</b></p> <p>Inkluderar laddare och armband</p> <p><a href="http://www.Posifon.se">www.Posifon.se</a></p>	<p>57719</p>	<p>Nej</p>

## Övrigt sortiment

Påkallning-/positioneringslarm utanför avtal			
	<p><b>Positioneringslarm Sändare SMILE-ID Zafe kpl</b></p> <p>Armbandssändare med positionering, tillsammans med D-Pos centralenhet och D-POS ferrit antenn, kan man indikera att person som bär D-ATOM går ut genom en dörr. Sändare med batteri, mjukarmband, fäste och halsband med säkerhetsutlösare.</p> <p><a href="http://www.Zafe.se">www.Zafe.se</a></p>	46865	Ja
	<p><b>Tillbehör SMILE-ID</b></p> <p><b>Positioneringslarm D-POS II centralenhe</b></p> <p><b>Antenn Positioneringslarm D-POS</b></p> <p>Antenn som kopplas till D-POS Centralenhet för att D-ATOM ska fungera med positionering.</p> <p><a href="http://www.zafe.se">www.zafe.se</a></p>	52287 46864	Nej
	<p><b>Peklampa Lumos Pointer</b></p> <p>Peklampan kan användas tillsammans med Lumos Switch för att larma eller styra omgivningskontroll. Den kan fästas på glasögonbågar, men även på pannband, keps eller liknande.</p> <p>Peklampa kan användas för att peka både nära och på längre</p>	49751	Nej

	<p>håll, på en kommunika-tionstavla eller ge räckvidd för att visa till exempel att skorna/tröjan/saken inte finns framme utan finns i garderoben eller någon annanstans.</p> <p><b>Reläbox Lumos Switch</b> Lumos Switch kan kopplas ihop med sändare Inka, LDHnr 39096 för att sända ett larm trådlöst eller till mottagare Link, LDHnr 44502, som länk till befintligt larmsystem.</p> <p><a href="http://www.peklampor.se">www.peklampor.se</a></p>	<p>50185</p>	<p>Nej</p>
<p><b>Epilepsilarm utanför avtal</b></p>			
	<p><b>EpiTon</b></p> <p>Epileptiskt anfallslarm som registrerar ljud vid ett anfall.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>	<p>34057</p>	<p>Ja</p>
	<p><b>EpiMyo</b></p> <p>Epileptiskt anfallslarm som registrerar kramper och ryckningar vid anfall.</p> <p>Muskelsensorn placeras exempelvis på en arm eller ett ben med ett elastiskt band.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>	<p>33608</p>	<p>Ja</p>

	<p><b>Anfallslarm CCTV</b></p> <p>Trådlöst system för tillsyn.</p> <p>En kamera placeras där personen befinner sig, exempelvis vid sängen, och en monitor finns i det rum där närstående befinner sig.</p> <p>Bild och ljud kan användas för att uppmärksamma ett epilepsianfall. Larmet är en kombination av flera komponenter.</p> <p><a href="http://www.abilia.se">www.abilia.se</a></p>		<p>Nej</p>
	<p><b>Anfallslarm P154 Companion skak och fukt endast sängmonitor</b></p> <p><a href="http://www.picomed.se">www.picomed.se</a></p>	<p>57021</p>	<p>Ja – tillsammans med övriga Companion komponenter.</p>
	<p><b>Tillbehör anfallslarm P154</b></p> <p><b>Fuktsensor P142 Companion bomullslakan endast sensor</b></p> <p><b>Anslutningsladd Companion anfallslarm till fuktsensor P142 Companion</b></p> <p><a href="http://www.picomed.se">www.picomed.se</a></p>	<p>57022</p> <p>57391</p>	
<p><b>Manöverkontakter</b></p>			



	<p><b>Manöverkontakter</b></p> <p>Det finns många olika manöverkontakter. Välj den som fungerar bäst för brukaren.</p> <p>Vald manöverkontakt kopplas till sändare Inka, LDHnr 39096.</p>	<p>Se sortimentöversikt manöverkontakter</p>
---	---	--