

Sortiment Medicinska Behandlingshjälpmedel

Vägledning vid förskrivning av

Inhalator

Inhalator för ventilatorrets

SlEMSUG

Hostmaskin

PEPmask

Datum 2024-05-14	Diarienummer	I samarbete med
Giltigt t.o.m 2027-05-14	Versionsnummer 4.0	
Godkänt av Anteskog Carina /Hjälpmedel Dalarna /Borlänge		





Innehåll

1	Kontaktuppgifter allmänt	4
2	Inhalatorer.....	5
2.1	Vägledning vid förskrivning av inhalator	5
3	Inhalator InnoSpire Deluxe Stationär Art nr: 509 93	6
3.1	Tillbehör InnoSpire Deluxe	6
4	Inhalator PARI Boy Classic Stationär Art nr: 454 99.....	8
4.1	Tillbehör till Pari Classic	8
5	Inhalator Pari Turbo Boy SX Stationär Art nr: 454 99	9
5.1	Tillbehör till Pari Turbo Boy SX.....	9
6	Inhalator Pari Velox Portabel Art nr: 582 36	10
6.1	Tillbehör till Pari Velox.....	10
7	Inhalator MicroMesh HL100 Art nr: 509 94.....	11
7.1	Tillbehör till MicroMesh HL100	11
8	Inhalator för ventilatorkrets Aerogen Solo-Startkit Art nr 58218.....	12
Alt. Aerogen Pro Art.nr. 45870		12
8.1	Tillbehör till Aerogen Pro	12
9	Inhalator Pari eFlow Rapid portabel Art nr: 475 41	13
9.1	Tillbehör till Pari eFlow Rapid	13
10	Slemsugar.....	14
10.1	Vägledning vid förskrivning av Slemsugar.....	14
11	Slemsug Vario Stationär Art nr: 237 93.....	15
11.1	Tillbehör Vario.....	15
12	Slemsug Clario Toni Portabel Art nr: 582 37 alt. Clario Dhc.nr. 34309	16
12.1	Tillbehör till Clario Toni	16
13	Hostmaskin.....	17
13.1	Vägledning vid förskrivning av Hostmaskin	17
14	Hostmaskin Cough Assist E70 Art nr: 446 73.....	18
14.1	Förbrukningsartiklar Cough Assist E70	18
14.2	Tillbehör Cough Assist E 70.....	19
15	Hostmaskin Kalos med EFA Art nr: 60842	20
15.1	Förbrukningsartiklar Hostmaskin Kalos	20
PEP mask		22
15.2	Vägledning vid Förskrivning av PEPmask.....	22
15.3	PEPmasker.....	22
15.4	Tillbehör PEPmask	23

1 Kontaktuppgifter allmänt

Dalarnas Hjälpmedelscenter Kundservice Beställning, Felanmälan, Rådgivning	0243 - 49 78 70 Tele Q
Lungmottagning Falun	023 - 49 25 27

Återlämning av Hjälpmedel

[Frågor och svar om hjälpmedel - Region Dalarna](#)

Kostnadsansvar

Förskrivning av hjälpmedel är en integrerad del i hälso- och sjukvårdens processer, där hjälpmedlet ska kompensera för en persons aktivitetsbegränsningar, underlätta behandling eller förebygga komplikationer.

Hjälpmedel ska inte ersätta en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats.

Förskrivaren betalar, uppföljningsansvarig är kostnadsansvarig. Förskrivaren står för eventuella re ordinationer (flergångs- och flerårsförskrivning) under hela re ordinationsperioden (gäller Ortopedtekniska hjälpmedel och Hårsättning)

Hjälpmedel förskrivna av Läkare- och/eller Logoped är alltid regionens hela ansvar.

Hjälpmedelsavgift

Patienten/brukaren betalar en hjälpmedelsavgift per komplett hjälpmedel inklusive tillbehör vid första utlämnandet, sedan hjälpmedelsavgift för varje ytterligare hjälpmedel och för kompletterande tillbehör vid nya bedömningar. Hjälpmedelsavgiften ingår under högkostnadsskyddet.

Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift för inkontinenshjälpmedel, hjälpmedel som omfattas av maxbidraget dvs peruker, toupéer, glasögon och kontaktlinser, ej heller för förbrukningsartiklar och reservdelar. Patient/brukare betalar inte hjälpmedelsavgift om han/hon är inskriven i sluten vård eller avancerad hemsjukvård men däremot om det finns ett fortsatt behov av hjälpmedlet efter den inskrivna perioden. Barn och ungdomar under 20 år betalar ingen hjälpmedelsavgift.

Hjälpmedelspolicy, Rehabilitering habilitering och hjälpmedel

[Policy vid förskrivning av hjälpmedel i Dalarna återfinns på denna sida](#)
[Rehabilitering habilitering och hjälpmedel inklusive hantering av kostnader](#)

2 Inhalatorer

2.1 Vägledning vid förskrivning av inhalator

Förskrivare:	Läkare/Fysioterapeut inom Lungmedicin, Allergologi, Invärtesmedicin, Barnmedicin, Distriktsläkare/astmasköterska vid vårdcentral. <i>Internt DHC: Vid en "beställning", ange läkare som ordinerat läkemedlet/namn på tex. sjuksköterska som beställer</i>
Kriterier:	Brukare med astma, kronisk luftvägssjukdom eller Cystisk fibros
Mål med hjälpmedlet:	Adekvat deposition av läkemedel för en förbättrad andningsfunktion
Utprovningsrutiner:	Förnyad förskrivning kan ske av delegerad sjuksköterska/Sjukgymnast på lungkliniken eller distriktsläkare/Astmasköterska i de fall där behandlingsansvaret övertagits av primärvården. Läkemedel förskrivs på recept och utlämnas via apotek. <i>Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel</i>
Uppföljning:	Rutiner ska finnas på förskrivande klinik
Brukarens ansvar:	Följa förskrivarens rekommendationer/leverantörens bruksanvisning. Bekostar batterier om sådana används Brukare beställer själv Årsförpackning hos Dalarnas Hjälpmedelscenter
DHC:s ansvar:	Avhjälpande underhåll
Dubbel förskrivning:	I undantagsfall
Tillbehör:	T.ex. Smartmask beställs på Dalarnas Hjälpmedelscentral <i>Debiteras förskrivaren/beställaren</i>
Förbrukningsartiklar:	Årsförpackning (nebulisator, slang, filter) beställs på Dalarnas Hjälpmedelscentral av brukare <i>Ingår i hyran</i>
Kostnadsansvar:	Förskrivande enhet
Kommentar:	Inhalatorer ska inte förskrivas på hjälpmedelskort i Region Dalarna

3 Inhalator InnoSpire Deluxe Stationär Art nr: 509 93

Leverantör: Medidyne <http://www.medidyne.se>



UPPHANDLAD

Leverantören kan ej leverera för tillfället. Finns dock ett antal maskiner att tillgå men det saknas kompletta årsförpackningar med nebulisator och masker.



Alternativ kan vara inhalator Pari BOY Classic eller Pari Turbo BOY SX beroende på tillgång

OBSERVERA

(Levereras med SideStream Nebulisator kpl m munstycke, en vuxenmask och en barnmask)

3.1 Tillbehör InnoSpire Deluxe

		Artikelnummer
	Årsförpackning InnoSpire Deluxe SideStream Nebulisator kpl m munstycke en vuxenmask och en barnmask <i>Ingår i hyran</i>	514 42
	Filter 4-pack <i>Ingår i hyran</i>	514 44
Bild saknas	Nebuliserings slang rak 1,8m <i>Ingår i hyran</i>	427 57
Bild saknas	Mask SideStream Barn	59052
Bild saknas	Mask SideStream Vuxen	59053

	<p>Årsförpackning SideStream Plus Nebulizator</p> <p>OBS! Då antibiotika ska inhaleras krävs nebulizator SideStream Plus och Antibiotikafilterhållare 53542 med det täta munstycket alt. förskrivs tät mask.</p>	53543
	<p>Antibiotikafilterhållare SideStream inkl. 10 st filter</p> <p>OBS! Endast tillsammans med nebulizator SideStream Plus</p>	53542
Bild saknas	Antibiotikafilter SideStream	53544

4 Inhalator PARI Boy Classic Stationär Art nr: 454 99

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com










GENERELL PRISLISTA

Alternativet till InnoSpire Deluxe

OBSERVERA

- Levereras endast med munstycke
- Eventuell mask beställs separat

4.1 Tillbehör till Pari Classic

Bild saknas	Årsförpackning	374 95
Bild saknas	Filterhållare PARI boy Classic med filter	607 76
	Mask Pari Smartmask vuxen för pari m vinkelrör	326 20
	Mask PARI vuxenmask PP mjuk Mask PARI barn fr 4 år PP mjuk	425 02 425 03
	Mask Pari Smartmask Barn äldre än 2år	391 02
	Pari filterhållare vinkel munstycke Vid inhalation av tex. antibiotika	407 73
	Filter (pads) till filterhållare 100st/fp Vd inhalation av tex. antibiotik	407 72
	Tracheo Set Pari	525 76
	Mask PARI barn 0 Spädbarn 1 0-1 år 2 1-3 år 3 fr 3 år	582 56 582 57 582 58 582 59

5 Inhalator Pari Turbo Boy SX Stationär Art nr: 454 99

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com










GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång, utgått från leverantören ersätts med PARI Boy Classic med samma art.nr hos DHC.

Alternativet till InnoSpire Delux

OBSERVERA

- Levereras endast med munstycke
- Eventuell mask beställs separat

5.1 Tillbehör till Pari Turbo Boy SX

Bild saknas	Årsförpackning	374 95
Bild saknas	Luftfilter PARI Turbo Boy	327 98
	Mask Pari Smartmask vuxen för pari m vinkelrör	326 20
	Mask PARI vuxenmask PP mjuk Mask PARI barn fr 4 år	425 02 425 03
	Mask Pari Smartmask Barn äldre än 2år	391 02
	Pari filterhållare vinkel munstycke Vid inhalation av tex. Antibiotika	407 73
	Filter (pads) till filterhållare 100st/fp Vid inhalation av tex. Antibiotika	407 72
	Tracheo Set Pari	525 76
	Mask PARI barn 0 Spädbarn 1 0-1 år 2 1-3 år 3 fr 3 år	582 56 582 57 582 58 582 59

6 Inhalator Pari Velox Portabel Art nr: 582 36

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com



UPPHANDLAD

Till för de som kan ta djupa andetag

[Bruksanvisning](#)

6.1 Tillbehör till Pari Velox

		Artikelnummer
	Rengöringsenhet Veloxcare	582 49
	Nätadapter Velox AC EU	582 50
	Väska	582 51
	Medicinlock	582 52
	Årsförpackning Vuxen	582 54

7 Inhalator MicroMesh HL100 Art nr: 509 94

Leverantör: Nordic Infucare



GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång, utgående artikel

MicroMesh HL100 är en liten och behändig portabel inhalationsutrustning som bygger på s k mesh-teknik. Utrustningen levereras inkl nätadapter, vuxen- och barnmask samt batterier och väska. (Vid behov av utrustning exkl nätadapter, se leverantörens artnr 84100)

7.1 Tillbehör till MicroMesh HL100

		Artikelnummer
Bild saknas	Årsförpackning MicroMesh HL100. Nebuliseringskit inkl medicinhållare och munstycke	514 43
Bild saknas	Nätadapter MicroMesh 230V	559 50

8 Inhalator för ventilatorkrets Aerogen Solo-Startkit Art nr 58218

Alt. Aerogen Pro Art.nr. 45870

Leverantör: www.bernermedical.se/produkter/nebulisering/



Pro-X

Pro [Aerogen Pro -Komplett - Berner Medical](#)

UPPHANDLAD

I mån av tillgång, T-stycke och nebulisator ingår ej.

Aerogen Solo Startkit Nordisk. Levereras i kartong med Styrenhet Aerogen Pro-X m tillhörande nätadapter, universalfäste, styrenhetskabel, bruksanvisning [Aerogen Solo - Startkit - Berner Medical](#)

T-stycke 2 st (458 37) nebulisator 2 st (458 35)

[Produktinformation](#)

8.1 Tillbehör till Aerogen Pro

		Artikelnummer
	Nebulisator enpatient Solo Bytes 1ggr/mån Lämnas tillsammans med samma mängd T-stycken	458 35
	T-Stycke BARN Solo/Pro enpatients M15MM-F15MM Aerogen Solo Byte 1ggr/mån	458 36
	T-Stycke VUXEN Solo/Pro enpatients M22MM-F22MM Aerogen Solo Byte 1ggr/mån	458 37
	Styrenhetskabel Flergångs till nebuliseringsgenerator Aerogen Pro	458 34
	Aerogen USB Controller https://www.bernermedical.se/product/aerogen-usb-styrenhet-startpaket/	514 95

9 Inhalator Pari eFlow Rapid portabel Art nr: 475 41

Leverantör: Mediplast AB www.mediplast.com





För patienter med specifik lungsjukdom (CF)

GENERELL PRISLISTA

Inhalator eFlow rapid inkl 2 nebulisatorer och easycare rengöringsverktyg. Nya eFlow rapid har display

9.1 Tillbehör till Pari eFlow Rapid

		Artikelnummer
	Nebulisator Pari eFlow bytes var 6.e mån	404 29
	Aerosolgenerator Pari eFlow	430 66
Bild saknas	Nätadapter Pari eFlow Rapid Förbindelsekabel Pari eFlow Rapid	457 30 457 31

10 Slemsugar

10.1 Vägledning vid förskrivning av Slemsugar

Förskrivare:	Läkare vid ÖNH-klinik, Läkare vid lungklinik, Läkare vid Geriatrisk klinik, Läkare vid Palliativ enhet, Distriktsläkare
Kriterier:	Brukare med sekretstagnation
Mål med hjälpmedlet:	Motverka sekretstagnation
Utprovnings-rutiner:	Förskrivare anger typ av sug; stationär eller portabel. Sugkatetrar, sugslang och överströmningsskydd beställs genom respektive Dsk/Ssk. Förskrivaren ansvarar för den med medicinska instruktionen i samband med leverans Förskrivaren upprättar Låneförbindelse/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning:	Enligt förskrivarprocess. Rutiner ska finnas på förskrivande klinik
Brukarens ansvar:	Att följa förskrivarens instruktion och leverantörens bruksanvisning
Dubbel förskrivning:	I undantagsfall
DHC:s ansvar:	Avhjälpande underhåll. Instruktion till förskrivare alt. Brukare om den tekniska delen
Tillbehör:	T.ex. Sugbehållare, lock. Ingår i hyreskostnaden och beställs via Dalarnas hjälpmedelscentral
Förbrukningsartiklar:	Förbrukningsartiklar beställs via Mediq för specialiserad sjukvård & via OneMed för kommuner. Följ lokala anvisningar om sådana finns. Debiteras förskrivaren/beställaren
Kostnadsansvar:	Förskrivande enhet
Kommentar:	Sug ska inte förskrivas på hjälpmedelskort. Sök: Intra/arbetsrum/öron näsa halssjukvård Dalarna. Gäller internt Region Dalarna

11 Slemsug Vario Stationär Art nr: 237 93

Leverantör: Medela www.medela.se

Klicka: Healthcare – Medicinska Sugsystem







GENERELL PRISLISTA – i mån av tillgång

Kraftig sug, nät och batteridrift, lämplig för stationärt bruk.

Levereras komplett med 3st Sugslangar, 3st överströmningsfilter och 1st sugbehållare 1L med lock

[Bruksanvisning](#) (internt bruk DHC)

11.1 Tillbehör Vario

		Artikelnummer
	Filter Vario sug fyrkantigt, Engångs, bakterie- och överströmningskydd 10-pack Beställs via VF/OneMed	
	Snabbkoppling Vario hane Rak vit	194 53
	Snabbkoppling Vario hane Böjd vit	194 54
	Sugslang Universal 5.5x8mm Beställs via VF/OneMed	
Bild saknas	Slang 25 cm, monteras mellan snabbkopplingarna. (diam.7/10mm)	240 92

12 Slemsug Clario Toni Portabel Art nr: 582 37 alt. Clario Dhc.nr. 34309

Leverantör: Meddela Medical AB www.medela.se



Anpassad för pediatrik vård
 Unikt hygienkoncept
 Tre inställningar av sugstyrkan





- Min = - 8 kPa/ - 60mmHg med
 = - 13 kPa/ -100 mmHg
 Max = - 80 kPa/ - 600 mmHg

Sugkapacitet 15 l/min
 Säkerhetskammare för bästa hygien

UPPHANDLAD (Äldre modell Clario Dhc.nr. 34309 i mån av tillgång.)

Sugen levereras med 2 st set med behållare inklusive lock, Softcase väska, engångsslang med fingertopsreglage, bruksanvisning

12.1 Tillbehör till Clario Toni

		Artikelnummer
	Väska Clario	374 93
	Sugflaska 0,5l kpl med lock	374 94
	Nätadapter	376 67
	Batteripack	386 88
	Sugslang Universal 5.5x8mm Beställs via VF/OneMed	

13 Hostmaskin

13.1 Vägledning vid förskrivning av Hostmaskin

Förskrivare:	Läkare med specialistkompetens inom barnmedicin, rehabiliteringsmedicin, lungmedicin och anesthesiologi. Fördjupad riktlinje finns
Kriterier:	Hostmaskinen kan förskrivas för personer: som har svårt att ventilerat sig på grund av svag andningsmuskulatur som har neurologisk sjukdom med svår andningsinsufficiens och som följd av detta drabbas av kronisk slemproblem och/eller recidiverande lunginflammationer
Utprovningrutiner:	Utprovning sker i samråd mellan förskrivande läkare och särskilt utbildad sjukgymnast. Förskrivaren upprättar Låneförbindelsen/Lån av Samhällsägt Hjälpmedel
Uppföljning:	Initialt bör uppföljningen av handhavande och effekt av behandling göras av den som gjort utprovningen. När utprovaren bedömt att apparaten haft avsedd effekt skall fortsatt uppföljning planeras av förskrivaren.
Brukarens ansvar:	Enligt förskrivaren råd och leverantörens bruksanvisning.
Ordination/Inställning:	Skall finnas dokumenterat i journal. Kopia på ordination/Inställning hos patient
Dubbel förskrivning:	
DHC:s ansvar:	Vid utlämning av hjälpmedel ingår slang, 2st filter och mask om sådan används. Förebyggande samt avhjälpande underhåll
Tillbehör:	Beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Förbrukningsartiklar:	Beställs på Dalarnas Hjälpmedelscenter
Kostnads ansvar:	Förskrivande enhet betalar
Kommentar:	Väg till Lungsektionens sida: Sök: Intra/arbetsrum/Medicin Falun/Lung och allergi mottagning Falun/hemrespiratormottagning. Gäller internt Region Dalarna

14 Hostmaskin Cough Assist E70 Art nr: 446 73

Leverantör: Philips AB [CoughAssist E70 | Philips](#)



UPPHANDLAD





I mån av tillgång. Utgått hos leverantören.

Ersättningsprodukt kan ordnas, dock längre leveranstid.

Hostmaskin är en mekanisk enhet för insufflation/exsufflation som stimulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).

Levereras komplett i väska med slangset, 3 st extra bakteriefilter.

14.1 Förbrukningsartiklar Cough Assist E70

		Artikelnummer
	Bakteriefilter Bact trap Bytes 1ggr/v + vid behov enligt anvisning Ingår i hyra	348 75
	Slang för hostmaskin 1,8 m inkl. filter Bytes 1ggr/v Ingår i hyra	62191
	Mask ClearLite stl 5 vuxen L orange Mask ClearLite stl 4 vuxen M grön Mask ClearLite stl 3 vuxen S gul Mask ClearLite stl 2 barn vit Alla masker har silikontätning Ingår i hyra	62193 62192 62194 62195
	Flexitub med knä till hosmaskin för trach 22F-22M/15F Bytes 1ggr/mån Ingår i hyra	62196

	Slangset 1,2 m inkl. filter, munstycke, mask barn/vuxen, trach Ingår i hyra Utgående artikel	590 88
---	---	--------

Vid riklig sekretion/pågående infektion kan det behövas ett extra filter mot patient förutom det filter som sitter mot apparat. Förskrivaren avgör.

*Leverantören rekommenderar även att tubförlängare (flex tub) används.
 (Lagerhålls inte av Dalarnas Hjälpmedelscenter)

Övrigt: sök artiklar www.varor.lu.se www.onemed.se

14.2 Tillbehör Cough Assist E 70

		Artikelnummer
	Lufffilter 1st Ingår i hyra Flergångs, tvättas med diskmedel och vatten, använd ersättningsfilter. Bytes var 6:e mån.	347 86
	Väska Cough Assist E70	501 95
	Batteri E70/ Trilogy 100/ A40	446 72

15 Hostmaskin Kalos med EFA Art nr: 60842

Leverantör: Bröderna Berner AB







GENERELL PRISLISTA

Hostmaskin Kalos med inbyggt uppladdningsbart batteri är en mekanisk enhet för insufflation/eksufflation som stimulerar en naturlig hostning genom att gradvis föra in en stor volym luft i lungorna, liknande ett djupt andetag, när du andas in (positivt tryck) och sedan snabbt vända luftflödet för att dra ut sekret (negativt tryck).

Levereras komplett i väska med slangset, 3 st extra bakteriefilter

För mer info: [Kalos - Berner Medical](#)

15.1 Förbrukningsartiklar Hostmaskin Kalos

		Artikelnummer
	Bakteriefilter Bact trap Bytes 1ggr/v + vid behov enligt anvisning Ingår i hyra	348 75
	Slang för hostmaskin 1,8 m inkl. filter Bytes 1ggr/v Ingår i hyra	62191
	Mask ClearLite stl 5 vuxen L orange Mask ClearLite stl 4 vuxen M grön Mask ClearLite stl 3 vuxen S gul Mask ClearLite stl 2 barn vit Alla masker har silikontätning Ingår i hyra	62193 62192 62194 62195
	Flex tub med knä till hosmaskin för trach 22F-22M/15F Bytes 1ggr/mån Ingår i hyra	62196

	<p>Slangset 1,2 m inkl. filter, munstycke, mask barn/vuxen, trach</p> <p>Ingår i hyra Utgående artikel</p>	590 88
	<p>Maskinfilter Kalos, sitter under apparaten. Rengöres 1 gång / mån Bytes minst 1 gång / 6 mån</p> <p>Ingår i hyra</p>	618 40

PEP mask

15.2 Vägledning vid Förskrivning av PEPmask

Förskrivare:	Sjukgymnast, Läkare
Mål med hjälpmedlet:	Kan användas för att: <ul style="list-style-type: none"> • Normalisera minskad lungvolym • Normalisera ökad lungvolym • Inspiratorisk muskelträning • Eliminering av sekret
Brukarens ansvar:	Att följa förskrivarens rekommendationer och leverantörens bruksanvisning
Dubbel förskrivning:	Nej
DHC:s ansvar:	Tillhandahålla hjälpmedel efter beställning från förskrivare
Kostnads- Ansvar:	Kostnadsansvar för hjälpmedel. Alla PEP/RMT är försäljnings Sortiment - förskrivaren/beställaren betalar




15.3 PEPmasker




www.wellspect.se/produkter

		Artikelnummer
Allt på denna sida är försäljnings Sortiment	PEP/RMT set med väska/mask/ventil/motstånd <u>Spädbarn</u> art nr leverantör 71100	305 24 Beställningsvara
För fler storlekar och tillbehör: Se leverantörens sida	PEP/RMT set med väska/mask/ventil/motstånd <u>Barn</u> art nr leverantör 71101	187 81 Beställningsvara
	PEP/RMT set med väska/mask/ventil/motstånd <u>Vuxen</u> art nr leverantör 71103	349 02 Beställningsvara
	PEP/RMT set med väska/mask/ventil/motstånd <u>Stor vuxen</u> art nr leverantör 71104	177 95 Beställningsvara

15.4 Tillbehör PEPmask

		Artikelnummer
	Adapter PEP/RMT för tracheostomi art nr leverantör 71118	437 77 Beställningsvara
	Ventil PEP/RMT art nr leverantör 71119	356 47 Beställningsvara
	Munstycke Förpackning om 3	453 16
	PEPmask <u>Barn</u> art nr leverantör 71111	304 12 Beställningsvara
	PEPmask <u>Vuxen</u> art nr leverantör 71113	349 71 Beställningsvara
	PEPmask <u>Stor vuxen</u> art nr leverantör 71114	217 89 Beställningsvara

59334	Motstånd PEP/RMT 2,5 gul				st	
59335	Motstånd PEP/RMT 3,0 blå				st	
59336	Motstånd PEP/RMT 3,5 grön				st	
59337	Motstånd PEP/RMT 1,5 svart				st	
59338	Motstånd PEP/RMT 2,0 vit				st	
59339	Motstånd PEP/RMT 4,0 Orange				st	
59340	Motstånd PEP/RMT 5,0 brun				st	
59341	Motstånd PEP/RMT 6,0 lila				st	
60188	Pepmask f ungdom endast mask	71112		Pepmask Astra	st	



Finns att tillgå via Raindance

Andningstränare

"PEP-pipa" OneMed.se

"Pep flöjt" Med24.se